

# Charfix System<sup>2</sup><sup>®</sup>

HÚMERO




ChM<sup>®</sup>

## Indicaciones

Fracturas estables o inestables de la zona proximal y diafisaria del húmero



Charfx System  
HUMERO





## Características del sistema


El diseño del implante está anatómicamente construido para evitar conflictos con el manguito rotador

- 2 Orificios de fijación con estabilidad angular
- 1 Orificio de compresión
- 3 Orificios reconstructivos multiplanares con estabilidad angular

4 Orificios estáticos para fijación en planos AP/LM



## Descripción



<b>Material:</b>	Aleación de titanio (Ti6Al7Nb)
<b>Diametro proximal:</b>	9mm
<b>Diametro diafisiario:</b>	6 a 9 mm
<b>Longitud:</b>	150 - 280 mm
<b>Tipo:</b>	Canulado
<b>Método de inserción:</b>	Abordaje Anterógrado o Retrógrado

### Aumentando la estabilidad angular

- El sistema de bloqueo del clavo es usado para eliminar o restringir el movimiento del mismo entre el hueso y tornillo.

### • El diseño del implante permite bloqueos en diferentes planos:

4 orificios en su parte distal (plano AP/LM).


6 orificios en su parte proximal que brindan una mayor estabilidad y un orificio ovalado que permite una mejor compresión.

## Opciones de fijación

### FIJACIÓN RECONSTRUCTIVA PROXIMAL


El sistema CHARFIX 2 ofrece los siguientes métodos de estabilización intramedular

### CEFÁLICA, CAUDAL Y COMPRESIVA



# Charfix System 2<sup>®</sup>

HÚMERO



## BOGOTÁ D.C

☎ Teléfono: +57 (1) 221 45 99  
📱 Móvil: + (57) 315 300 72 94  
📍 Almacén: + (57) 316 442 25 81  
📍 Dirección: Cra 67 # 43 - 17 Br. Salitre Greco



## IBAGUÉ (TOLIMA)

📱 Móvil: + (57) 317 403 59 97  
📍 Dirección: Calle 51 #7b - 17  
Br. Limonar 5 sector



## BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)

☎ Teléfono: + 57 (5) 312 51 93  
📱 Móvil: + (57) 318 593 21 64  
📍 Dirección: Cra 44 No. 84 - 91 Br. Granadillo



## MEDELLIN (ANTIOQUIA)

📱 Móvil: + (57) 317 515 16 89  
📍 Dirección: Calle 16 # 41 - 210 Oficina 105  
Edif. La Compañía



## BUCARAMANGA (SANTANDER)

☎ Teléfono: + 57 (7) 696 09 71  
📱 Móvil: + (57) 318 868 47 99  
📍 Dirección: Cra 38 No. 34 - 79 Br. Las Américas



## VALLEDUPAR (CESAR)

☎ Teléfono: + 57 (5) 571 24 88  
📱 Móvil: + (57) 318 777 00 32  
📍 Dirección: Cra 19C # 9b - 20 Br. Ichagua



## CALI (VALLE DEL CAUCA)

☎ Teléfono: + 57 (2) 577 06 43 · + 57 (2) 373 24 24  
📱 Móvil: + (57) 318 358 89 40  
📍 Dirección: Cra 38 # 5b5 - 89 Br. San Fernando



## NEIVA (HUILA)

☎ Teléfono: + 57 (8) 871 68 51  
📱 Móvil: + (57) 316 471 93 00  
📍 Dirección: Calle 21 # 5bis - 21  
Oficina. 303 Edif. La Ceiba



## CARTAGENA (BOLIVAR)

☎ Teléfono: + 57 (5) 643 06 75  
📱 Móvil: + (57) 317 423 21 48  
📍 Dirección: Br. Contadora 1 - Casa 26

✉ E-mail: [info@promed.com.co](mailto:info@promed.com.co)

Produced by

Distribuido por

[www.PROMED.COM.CO](http://www.PROMED.COM.CO)

ChM<sup>®</sup>

Lewickie 3b  
16-061 Juchnowiec Koscielny  
Poland  
[www.chm.eu](http://www.chm.eu)