


# OsteoBridge™

Merete® Limb Salvage Systems





## Sistema Modular Reconstrucción Diafisaria

- Tumores óseos
- Trauma
- Defectos óseos más de 4cm
- Pseudoartrosis con compromiso de vitalidad ósea y difícil consolidación

# HUMERO

# TIBIA

# FEMUR



20 mm Ø Espaciador  
Incluido sistema de cierre/esteril  
(Ø interno 10 mm)

20 mm



25 mm Ø Espaciador  
Incluido sistema de cierre/esteril  
(Ø interno 14 mm)

25 mm



34 mm Ø Espaciador  
Incluido sistema de cierre/esteril  
(Ø interno 16 mm)

34 mm

