



Charfix System[®]

FEMORAL DE RECONSTRUCCIÓN



ChM[®]

Indicaciones




Fracturas tipo
32-A/B/C


Fracturas tipo
32-A/B/C and 31-B

Fracturas tipo
32-A/B/C, 33-A/B/C

Características del sistema



Descripción



Material:	Acero
Diametro proximal:	13mm
Diametro diafisiario:	10 a 13 mm
Longitud:	260 - 420 mm
Tipo:	Canulado
Método de inserción:	Abordaje Anterógrado o Retrógrado



• El sistema de reconstrucción endomedular CHARFIX está diseñado para el tratamiento de fracturas complejas, que combina diversos métodos de fijación para las zonas diafisiaria y metafisiaria del fémur.

Incorpora en su diseño detalles como:

- Diferentes alternativas de fijación en abordaje anterógrado y retrógrado
- Fijación compresiva de 11,5mm en el segmento proximal y/o distal
- Permite un bloqueo distal a 5mm de la punta del implante
- Estabilización multiplanar (AP-ML)



Opciones de fijación anterógrada

Opciones de fijación Retrógrada

Fijación Reconstructiva
Trocanterica / Pertrocanterica


Fijación
Compresiva / Estática / Dinámica

Fijación Reconstructiva
Condilar



Charfix System®

FEMORAL DE RECONSTRUCCIÓN



BOGOTÁ D.C

☎ Teléfono: +57 (1) 221 45 99
 📱 Móvil: + (57) 315 300 72 94
 📍 Almacén: + (57) 316 442 25 81
 📍 Dirección: Cra 67 # 43 - 17 Br. Salitre Greco



IBAGUÉ (TOLIMA)

📱 Móvil: + (57) 317 403 59 97
 📍 Dirección: Calle 51 #7b - 17
 Br. Limonar 5 sector



BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)

☎ Teléfono: + 57 (5) 312 51 93
 📱 Móvil: + (57) 318 593 21 64
 📍 Dirección: Cra 44 No. 84 - 91 Br. Granadillo



MEDELLIN (ANTIOQUIA)

📱 Móvil: + (57) 317 515 16 89
 📍 Dirección: Calle 16 # 41 - 210 Oficina 105
 Edif. La Compañía



BUCARAMANGA (SANTANDER)

☎ Teléfono: + 57 (7) 696 09 71
 📱 Móvil: + (57) 318 868 47 99
 📍 Dirección: Cra 38 No. 34 - 79 Br. Las Américas



VALLEDUPAR (CESAR)

☎ Teléfono: + 57 (5) 571 24 88
 📱 Móvil: + (57) 318 777 00 32
 📍 Dirección: Cra 19C # 9b - 20 Br. Ichagua



CALI (VALLE DEL CAUCA)

☎ Teléfono: + 57 (2) 577 06 43 · + 57 (2) 373 24 24
 📱 Móvil: + (57) 318 358 89 40
 📍 Dirección: Cra 38 # 5b5 - 89 Br. San Fernando



NEIVA (HUILA)

☎ Teléfono: + 57 (8) 871 68 51
 📱 Móvil: + (57) 316 471 93 00
 📍 Dirección: Calle 21 # 5bis - 21
 Oficina. 303 Edif. La Ceiba



CARTAGENA (BOLIVAR)

☎ Teléfono: + 57 (5) 643 06 75
 📱 Móvil: + (57) 317 423 21 48
 📍 Dirección: Br. Contadora 1 - Casa 26

✉ E-mail: info@promed.com.co

Produced by

Distribuido por

www.PROMED.COM.CO

ChM®

Lewickie 3b
 16-061 Juchnowiec Koscielny
 Poland
www.chm.eu