

CABEÇA FEMORAL DE CERÂMICA I-DELTA

CERAMIC FEMORAL HEAD I-DELTA

CABEZA FEMORAL DE CERÂMICA I-DELTA



I-DELTA
Ceramic
ISO 6474-2

CABEÇA CONE 12/14 - CERÂMICA I-DELTA

CABEÇA FEMORAL DE CERÂMICA I-DELTA CERAMIC FEMORAL HEAD I-DELTA CABEZA FEMORAL DE CERÂMICA I-DELTA		REFERÊNCIA PART NUMBER REFERÊNCIA
OD 28	Colo Pequeno Small Neck Cuello Corto	62-040128
	Colo Médio Medium Neck Cuello Medio	62-040228
	Colo Grande Large Neck Cuello Largo	62-040328
OD 32	Colo Pequeno Small Neck Cuello Corto	62-040132
	Colo Médio Medium Neck Cuello Medio	62-040232
	Colo Grande Large Neck Cuello Largo	62-040332

CABEÇA FEMORAL DE CERÂMICA I-DELTA CERAMIC FEMORAL HEAD I-DELTA CABEZA FEMORAL DE CERÂMICA I-DELTA		REFERÊNCIA PART NUMBER REFERÊNCIA
OD 36	Colo Pequeno Small Neck Cuello Corto	62-040136
	Colo Médio Medium Neck Cuello Medio	62-040236
	Colo Grande Large Neck Cuello Largo	62-040336
	Colo Extra Grande Extra Large Neck Cuello Extra Largo	62-040436
OD 40	Colo Pequeno Small Neck Cuello Corto	62-040140
	Colo Médio Medium Neck Cuello Medio	62-040240
	Colo Grande Large Neck Cuello Largo	62-040340
	Colo Extra Grande Extra Large Neck Cuello Extra Largo	62-040440



CABEÇA FEMORAL DE CERÂMICA I-ALUMINA

CERAMIC FEMORAL HEAD I-ALUMINA
CABEZA FEMORAL DE CERÂMICA I-ALUMINA



Alumina
Alumina
ISO 6474-1

CABEÇA CONE 12/14 - I-ALUMINIA

CABEÇA FEMORAL DE CERÂMICA I-ALUMINA CERAMIC FEMORAL HEAD I-ALUMINA CABEZA FEMORAL DE CERÂMICA I-ALUMINA		REFERÊNCIA PART NUMBER REFERENCIA	CABEÇA FEMORAL DE CERÂMICA I-ALUMINA CERAMIC FEMORAL HEAD I-ALUMINA CABEZA FEMORAL DE CERÂMICA I-ALUMINA		REFERÊNCIA PART NUMBER REFERENCIA
OD 28	Colo Extra Pequeno Extra Small Neck Cuello Extra Corto	01-055200	OD 32	Colo Pequeno Small Neck Cuello Corto	01-055302
	Colo Pequeno Small Neck Cuello Corto	01-055202		Colo Médio Medium Neck Cuello Médio	01-055304
	Colo Médio Medium Neck Cuello Médio	01-055204		Colo Grande Large Neck Cuello Largo	01-055306
	Colo Grande Large Neck Cuello Largo	01-055206	OD 36	Colo Pequeno Small Neck Cuello Corto	01-055402
	Colo Extra Grande Extra Large Neck Cuello Extra Largo	01-055208		Colo Médio Medium Neck Cuello Médio	01-055404
			Colo Grande Large Neck Cuello Largo	01-055406	

CABEÇA FEMORAL DE CoCrMo I-TAPPER

CoCrMo FEMORAL HEAD I-TAPPER

CABEZA FEMORAL DE CoCrMo I-TAPPER



Liga Conformada de Co-Cr-Mo
Wrought Co-Cr-Mo alloy
Aleación Conformada de Co-Cr-Mo
ASTM F1537
ISO 5832-12

CABEÇA CONE 12/14 - CoCrMo

CABEÇA FEMORAL MODULAR CoCrMo I-TAPPER <small>CoCrMo MODULAR FEMORAL HEAD I-TAPPER CABEZA FEMORAL MODULAR DE CoCrMo I-TAPPER</small>		REFERÊNCIA <small>PART NUMBER REFERENCIA</small>	CABEÇA FEMORAL MODULAR CoCrMo I-TAPPER <small>CoCrMo MODULAR FEMORAL HEAD I-TAPPER CABEZA FEMORAL MODULAR DE CoCrMo I-TAPPER</small>		REFERÊNCIA <small>PART NUMBER REFERENCIA</small>
OD 22	Colo Médio Medium Neck Cuello Médio	62-062203	OD 32	Colo Pequeno Small Neck Cuello Corto	62-063202
	Colo Grande Large Neck Cuello Largo	62-062204		Colo Médio Medium Neck Cuello Médio	62-063203
OD 28	Colo Pequeno Small Neck Cuello Corto	62-062802		Colo Grande Large Neck Cuello Largo	62-063204
	Colo Médio Medium Neck Cuello Médio	62-062803		Colo Extra Grande Extra Large Neck Cuello Extra Largo	62-063205
	Colo Grande Large Neck Cuello Largo	62-062804		Colo Extra Extra Grande Extra Extra Large Neck Cuello Extra Extra Largo	62-063206
	Colo Extra Grande Extra Large Neck Cuello Extra Largo	62-062805		Colo Extra Extra Extra Grande Extra Extra Extra Large Neck Cuello Extra Extra Extra Largo	62-063207
	Colo Extra Extra Grande Extra Extra Large Neck Cuello Extra Extra Largo	62-062806	OD 36	Colo Pequeno Small Neck Cuello Corto	62-063602
Colo Extra Extra Extra Grande Extra Extra Extra Large Neck Cuello Extra Extra Extra Largo	62-062807	Colo Médio Medium Neck Cuello Médio		62-063603	
		Colo Grande Large Neck Cuello Largo		62-063604	
		Colo Extra Grande Extra Large Neck Cuello Extra Largo		62-063605	
		Colo Extra Extra Grande Extra Extra Large Neck Cuello Extra Extra Largo		62-063606	
			Colo Extra Extra Extra Grande Extra Extra Extra Large Neck Cuello Extra Extra Extra Largo	62-063607	



CABEÇA FEMORAL AÇO INOXIDÁVEL

STAINLESS FEMORAL HEAD
CABEZA FEMORAL DE ACERO INOXIDABLE



Liga de Aço Inoxidável
Wrought stainless steel
Aleación de Acero Inoxidable
ASTM F138
ISO 5832-1

CABEÇA CONE 12/14 - AÇO INOXIDÁVEL

CABEÇA FEMORAL AÇO INOXIDÁVEL STAINLESS FEMORAL HEAD CABEZA FEMORAL DE ACERO INOXIDABLE		REFERÊNCIA PART NUMBER REFERENCIA
OD 28	Colo Extra Pequeno Extra Small Neck Cuello Extra Corto	01-051200
	Colo Pequeno Small Neck Cuello Corto	01-051202
	Colo Médio Medium Neck Cuello Médio	01-051204
	Colo Grande Large Neck Cuello Largo	01-051206
	Colo Extra Grande Extra Large Neck Cuello Extra Largo	01-051208

CABEÇA FEMORAL DE CoCrMo I-HIP

CoCrMo FEMORAL HEAD I-HIP

CABEZA FEMORAL DE CoCrMo I-HIP



Liga Conformada de Co-Cr-Mo
Wrought Co-Cr-Mo alloy
Aleación Conformada de Co-Cr-Mo
ASTM F1537
ISO 5832-12

CABEÇA CONE 12/14 - CoCrMo

CABEÇA FEMORAL DE CoCrMo I-HIP CoCrMo FEMORAL HEAD I-HIP CABEZA FEMORAL DE CoCrMo I-HIP		REFERÊNCIA PART NUMBER REFERENCIA
OD 28	-4	01-10201-000-01
	Neutro	01-10201-002-01
	+4	01-10201-004-01
	+8	01-10201-008-01
	+12	01-10201-012-01
OD 32	-4	01-10202-000-01
	Neutro	01-10202-002-01
	+4	01-10202-004-01
	+8	01-10202-008-01
	+12	01-10202-012-01
OD 36	-4	01-10203-000-01
	Neutro	01-10203-002-01
	+4	01-10203-004-01
	+8	01-10203-008-01
	+12	01-10203-012-01



COMPONENTE ACETABULAR I-TAPPER

ACETABULAR COMPONENT I-TAPPER
 COMPONENTE ACETABULAR I-TAPPER



Liga de Titânio Ti-6Al-4V
 Wrought Ti-6Al-4V alloy
 Aleación de Titânio Ti-6Al-4V
 ASTM F136
 ISO 5832-3

Revestimento Poroso
 Porous Coating
 Revestimiento Poroso
 ASTM F1580

Hidroxiapatita
 Hydroxyapatite
 ISO 13799

COMPONENTE ACETABULAR I-TAPPER

COMPONENTE ACETABULAR 3 FURROS I-TAPPER <small>ACETABULAR COMPONENT 3 HOLES I-TAPPER COMPONENTE ACETABULAR 3 AGUJEROS I-TAPPER</small>		REFERÊNCIA <small>PART NUMBER REFERÊNCIA</small>
OD 44	Liner Pequeno Small Liner Liner Pequeño	62-100144
OD 46		62-100146
OD 48		62-100148
OD 50	Liner Médio Medium Liner Liner Medio	62-100250
OD 52		62-100252
OD 54	Liner Grande Large Liner Liner Grande	62-100354
OD 56		62-100356
OD 58		62-100358
OD 60		62-100360
OD 62		62-100362
OD 64		62-100364
OD 66		62-100366

LINER NEUTRO CROSSLINKED EM UHMWPE I-TAPPER

NEUTRAL LINER CROSSLINKED UHMWPE I-TAPPER
 LINER NEUTRAL EN UHMWPE CROSSLINKED I-TAPPER

**LINER NEUTRO**

UHMWPE Crosslinked
 ASTM F2565

UHMWPE
 ASTM F648
 ISO 5834-2

LINER NEUTRO EM UHMWPE CROSSLINKED I-TAPPER <i>NEUTRAL LINER CROSSLINKED UHMWPE I-TAPPER</i> <i>LINER NEUTRAL EN UHMWPE CROSSLINKED I-TAPPER</i>		REFERÊNCIA <i>PART NUMBER</i> <i>REFERÊNCIA</i>
Pequeno Small Pequeño	ID 28	62-092802
Médio Medium Medio	ID 28	62-092803
	ID 32	62-093203
Grande Large Grande	ID 28	62-092804
	ID 32	62-093204
	ID 36	62-093604

LINER NEUTRO EM UHMWPE I-TAPPER <i>NEUTRAL LINER UHMWPE I-TAPPER</i> <i>LINER NEUTRAL EN UHMWPE I-TAPPER</i>		REFERÊNCIA <i>PART NUMBER</i> <i>REFERÊNCIA</i>
Pequeno Small Pequeño	ID 28	62-082802
Médio Medium Medio		62-082803
Grande Large Grande		62-082804



LINER NEUTRO EM HXLP UHMWPE I-HIP

NEUTRAL LINER HXLP UHMWPE I-HIP
LINER NEUTRAL EN HXLP UHMWPE I-HIP



UHMWPE
ASTM F648
ISO 5834-2

LINER NEUTRO HXL UHMWPE

LINER NEUTRO EM HXLP UHMWPE I-HIP NEUTRAL LINER HXLP UHMWPE I-HIP LINER NEUTRAL EN HXLP UHMWPE I-HIP		REFERÊNCIA PART NUMBER REFERENCIA
OD 46	Cabeça Femoral 28mm Femoral Head 28mm Cabeza Femoral 28mm	01-10301-046-00
OD 48		01-10301-048-00
OD 50		01-10301-050-00
OD 52		01-10301-052-00
OD 54		01-10301-054-00
OD 56		01-10301-056-00
OD 58		01-10301-058-00
OD 60		01-10301-060-00
OD 62		01-10301-062-00
OD 64		01-10301-064-00
OD 50		Cabeça Femoral 32mm Femoral Head 32mm Cabeza Femoral 32mm
OD 52	01-10304-052-00	
OD 54	01-10304-054-00	
OD 56	01-10304-056-00	
OD 58	01-10304-058-00	
OD 60	01-10304-060-00	
OD 62	01-10304-062-00	
OD 64	01-10304-064-00	
OD 54	Cabeça Femoral 32mm Femoral Head 32mm Cabeza Femoral 32mm	01-10307-054-00
OD 56		01-10307-056-00
OD 58		01-10307-058-00
OD 60		01-10307-060-00
OD 62		01-10307-062-00
OD 64		01-10307-064-00



PARAFUSO ÓSSEO

BONE SCREW
TORNILLO



PARAFUSO ÓSSEO

Liga de Titânio Ti-6Al-4V
Wrought Ti-6Al-4V alloy
Aleación de Titânio Ti-6Al-4V
ASTM F136
ISO 5832-3

PARAFUSO ÓSSEO BONE SCREW TORNILLO ÓSSEO	REFERÊNCIA PART NUMBER REFERENCIA
6,5 x 20mm	62-016520
6,5 x 25mm	62-016525
6,5 x 30mm	62-016530
6,5 x 35mm	62-016535
6,5 x 40mm	62-016540
6,5 x 45mm	62-016545
6,5 x 50mm	62-016550
6,5 x 55mm	62-016555
6,5 x 60mm	62-016560



SISTEMA DUO MOBILITY

DUO MOBILITY SYSTEM

SISTEMA DUO MOBILITY



UHMWPE
ASTM F648
ISO 5834-2

LINER EM UHMWPE



LINER EM UHMWPE - CABEÇA FEMORAL



Liga Conformada de Co-Cr-Mo
Wrought Co-Cr-Mo alloy
Aleación Conformada de Co-Cr-Mo
ASTM F1537
ISO 5832-12

LINER METÁLICO

LINER EM UHMWPE DUO MOBILITY <i>UHMWPE LINER DUO MOBILITY</i> <i>LINER EN UHMWPE DUO MOBILITY</i>		REFERÊNCIA <i>PART NUMBER</i> <i>REFERÊNCIA</i>
OD 28	Cabeça Femoral Ø22mm <i>Femoral Head Ø22mm</i> <i>Cabeza Femoral Ø22mm</i>	62-272822
OD 32		62-273222
OD 36		62-273622
OD 36	Cabeça Femoral Ø28mm <i>Femoral Head Ø28mm</i> <i>Cabeza Femoral Ø28mm</i>	62-273628
OD 40	Cabeça Femoral Ø22mm <i>Femoral Head Ø22mm</i> <i>Cabeza Femoral Ø22mm</i>	62-274022
	Cabeça Femoral Ø28mm <i>Femoral Head Ø28mm</i> <i>Cabeza Femoral Ø28mm</i>	62-274028
	Cabeça Femoral Ø32mm <i>Femoral Head Ø32mm</i> <i>Cabeza Femoral Ø32mm</i>	62-274032

LINER METÁLICO DUO MOBILITY <i>METALIC LINER DUO MOBILITY</i> <i>LINER METÁLICO DUO MOBILITY</i>		REFERÊNCIA <i>PART NUMBER</i> <i>REFERÊNCIA</i>
ID 28	Extra Pequeno <i>Extra Small</i> <i>Extra Pequeño</i>	62-260028
ID 32	Pequeno <i>Small</i> <i>Pequeño</i>	62-260132
ID 36	Médio <i>Medium</i> <i>Medio</i>	62-260236
ID 36	Grande <i>Large</i> <i>Grande</i>	62-260336
ID 40		62-260340

ESPAÇADOR DE TITÂNIO

TITANIUM SPACER

ESPACIADOR DE TITÂNIO



Liga de Titânio Ti-6Al-4V

Wrought Ti-6Al-4V alloy

Aleación de Titânio Ti-6Al-4V

ASTM F136

ISO 5832-3



NEUTRO



ANGULADO 10°



ANGULADO 20°

ESPAÇADOR DE TITÂNIO TITANIUM SPACER ESPACIADOR DE TITÂNIO		REFERÊNCIA PART NUMBER REFERENCIA
Neutro Tamanho S Neutral S Neutral Tamaño S	Liner Extra Pequeno Extra Small Liner Liner Extra Pequeño	62-140000
Angulado 10° Tamanho S Angulado 10° Tamanho S Angulado 10° Tamaño S		62-141100
Angulado 20° Tamanho S Angulado 20° Tamanho S Angulado 20° Tamaño S		62-141200
Neutro Tamanho L Neutral L Neutral Tamaño L	Liner Médio Medium Liner Liner Medio	62-140020
Neutro Tamanho L+5 Neutral L+5 Neutral Tamaño L+5		62-140025
Angulado 10° Tamanho L Angled 10° L Angulado 10° Tamaño L		62-141120
Angulado 20° Tamanho L Angled 20° L Angulado 20° Tamaño L		62-141220
Angulado 10° Tamanho L+5 Angled 10° L+5 Angulado 10° Tamaño L+5		62-141125
Angulado 20° Tamanho L+5 Angled 20° L+5 Angulado 20° Tamaño L+5		62-141225