

LÁPIZ DE **RADIOFRECUENCIA**


Electro cirugía para ortopedia

Angulación 90°

Electro cirugía
para ortopedia



Electrodo monopolar



PRESENTACIÓN ESTÉRIL

- Longitud de punta 17 cm
- Angulación de la punta 90°
- Diametro 3.5 mm
- Longitud del cable 2.10 mts
- Punta de acero inoxidable



Botón para corte

Cuagulación



Condiciones de uso

Conexión electo bisturi universal de tres pines.
Conexión de placa al paciente

Información técnica

Potencia Máxima de corte: CUT 40 W. Potencia Máxima de corte-coagulación: CUT/COAG 1- 40 W. Potencia Máxima de corte-coagulación: CUT/COAG 2- 40 W.



WWW.PROMED.COM.CO

BOGOTÁ D.C.
☎ Teléfono: +57 (1) 221 45 99
☎ Móvil: + (57) 315 300 72 94
☎ Almacén: + (57) 315 895 20 56
📍 Dirección: Cra 67 # 43 - 17 Br. Salitre Greco



BUARAMANGA (SANTANDER)
☎ Teléfono: +57 (7) 696 09 71
☎ Móvil: + (57) (7) 318 868 4799
📍 Dirección: Cra 38 # 34 - 79 Br. Las Américas

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
☎ Teléfono: +57 (5) 312 51 93
☎ Móvil: + (57) 318 593 21 64
📍 Dirección: Cra 44 No. 84 - 91 Br. Granadillo

CALI (VALLE DEL CAUCA)
☎ Teléfono: +57 (2) 577 06 43 - +57 (2) 373 24 24
☎ Móvil: + (57) 318 358 89 40
📍 Dirección: Cra 38 # 5b5 - 89 Br. San Fernando

CARTAGENA (BOLIVAR)
☎ Teléfono: +57 (5) 643 06 75
☎ Móvil: + (57) 317 423 21 48
📍 Dirección: Br. Contadora 1 - Casa 26

IBAGUE (TOLIMA)
☎ Teléfono: + (57) 317 403 59 97
📍 Dirección: Calle 51 #7b - 17
Br. Limonar 5 sector

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
☎ Móvil: + (57) 317 515 16 89
📍 Dirección: Calle 16 # 41 - 210 Oficina 105
Edificio La Compañía

NEIVA (HUILA)
☎ Teléfono: +57 (8) 871 68 51
☎ Móvil: + (57) 316 471 93 00
📍 Dirección: Calle 21 # 5b6 - 21
Oficina. 303 Edif. La Ceiba

VALLEDUPAR (CESAR)
☎ Teléfono: +57 (5) 571 24 88
☎ Móvil: + (57) 318 777 00 32
📍 Dirección: Cra 19C # 9b - 20 Br. Ichagua