


PLACAS PARA RADIO



[ti]win
Made in Germany

**ÁNGULO
VARIABLE
Ø 2.7 mm**



El sistema de fijación TiWin ofrece la posibilidad de insertar tornillos poliaxiales (15°) usando la guía cónica para ángulo variable. Adicionalmente tornillos monoaxiales con orientación predeterminada usando la plantilla de ángulo fijo.

**Placas bloqueadas de ángulo variable 2.7 mm
PARA FRACTURAS DE RADIO DISTAL**