PLACAS PARA TIBIA



Implantes extralargos para reconstrucciones complejas





Placa pilón tibial

Placa premoldeada anatómicamente para la fijación poliaxial de fracturas simples y multifragmentadas del segmento epimetafisiario distal con extensión diafisiaria.



Sistema de placas bloqueadas 3.5 mm PARA FRACTURAS DE TIBIA DISTAL



PLACAS PARA TIBIA







Placa anterolateral

Placa premoldeada anatómicamente para la fijación poliaxial de fracturas simples y multifragmentadas del segmento epimetafisiario distal con extensión diafisiaria.




Sistema de placas bloqueadas 3.5 mm PARA FRACTURAS DE TIBIA DISTAL



PLACAS PARA TIBIA







Placa cruciforme

Placa diseñada para la reconstrucción poliaxial de fracturas intrarticulares complejas con la opción de modificar el número de orificios para la fijación.



Sistema de placas bloqueadas 3.5 mm PARA FRACTURAS DE TIBIA DISTAL

