



C~plug®

Restrictor de Cemento Bioabsorbible

Resorbable Cement Restrictor

Características C~plug®

- Composición bioabsorbible
- Biocompatible
- Posicionamiento preciso
- Reducción de la presión distal
- Mayor superficie de contacto
- Protección eficaz de la cavidad intramedular
- Instrumentación fácil y segura
- Reabsorción en 4 semanas



Composición

The C~plug® es un restrictor de cemento bioabsorbible fabricado en:

- Gelatina (57 %)
- Gliserol (37 %)
- Agua (6%)

C~plug®

Size

8 mm

10 mm

12 mm

14 mm

