



ICONACY™ Orthopedic Implants

DOBLE MOVILIDAD
M A X I M U M S A F E T Y

Sistema de reconstrucción acetabular basado en la estabilidad y fijación del istmo pélvico.

La porosidad aumentada del titanio trabecular TM garantiza un fijación Biológica eficaz.

Complementos del sistema para garantizar un reconstrucción óptima de la biomecánica (Aumentos/Cono acetabulares).



COMPONENTE ACETABULAR I – PIVOT
COMPONENTE ACETABULAR (TRABECULAR METAL REVISION)



COPA NO CEMENTADA I-PIVOT

MATERIAL	Copa: Titanio trabecular (80% porosidad) fijación pélvica. Núcleo: Polietileno UHMWPE Tornillos: Ti
CARACTERÍSTICAS	Copa: Diseño hémisférico plus vástago 50mm longitud y 9mm diámetro / 2 orificios Tornillos: Esponjosos 6.5 / Poliaxialidad 15°
TALLAS	44 / DM CEM 38 / Núcleo 34 / Cabeza 22 48 / DM CEM 42 / Núcleo 38 / Cabeza 22 52 / DM CEM 46 / Núcleo 42 / Cabeza 28 Aumentos titanio trabecular de 12mm y 18mm. Conos Acetabulares Titanio trabecular 12mm y 18mm.



WWW.PROMED.COM.CO

Promed
Quirúrgicos

BOGOTÁ, D.C.
Teléfono: 57(1) 221 4599
Móvil: (57) 315 300 7294 - 317 423 2762
Dirección: Cra 67ª N° 43 - 17 Br. Salitre Green

WWW.PROMED.COM.CO