

QUADRIL
HIP/ CADERA



JOELHO
KNEE/ RODILLA



MEDICINA ESPORTIVA
SPORTS MEDICINE/ MEDICINA DEPORTIVA



COLUNA
SPINE/ COLUMNNA



TRAUMA
TRAUMA/ TRAUMA





QUADRIL

HIP/ CADERA

I-HIP REVISION
TM REVISION

COMPONENTE ACETABULAR TMM (TRABECULAR METAL WAVE) REVISION

ACETABULAR COMPONENT TMM (TRABECULAR METAL WAVE) REVISION
 COMPONENTE ACETABULAR TMM (TRABECULAR METAL WAVE) REVISION



Liga de Titânio Ti-6Al-4V
Ti-6Al-4V Alloy
Aleación de Titanio
 ASTM F3001

COMPONENTE ACETABULAR TMM REVISION

COMPONENTE ACETABULAR 6 FUROS TMM (TRABECULAR METAL WAVE) REVISION ACETABULAR COMPONENT 6 HOLES TMM (TRABECULAR METAL WAVE) REVISION COMPONENTE ACETABULAR 6 AGUJEROS TMM (TRABECULAR METAL WAVE) REVISION		REFERÊNCIA PART NUMBER REFERENCIA
Liner Pequeno Small Liner Liner Pequeño	OD 44	62-130144
	OD 46	62-130146
	OD 48	62-130148
Liner Grande Large Liner Liner Grande	OD 50	62-130350
	OD 52	62-130352
	OD 54	62-130354
	OD 56	62-130356
	OD 58	62-130358
	OD 60	62-130360
	OD 62	62-130362
	OD 64	62-130364
	OD 66	62-130366



SISTEMA DUO MOBILITY

DUO MOBILITY SYSTEM
SISTEMA DUO MOBILITY



UHMWPE
ASTMF648
ISO 5834-2

LINER EM UHMWPE



LINER EM UHMWPE - CABEÇA FEMORAL



LINER METÁLICO

Liga Conformada de Co-Cr-Mo
Wrought Co-Cr-Mo alloy
Aleación Conformada de Co-Cr-Mo
ASTMF1537
ISO 5832-12

LINER EM UHMWPE DUO MOBILITY <i>UHMWPE LINER DUO MOBILITY LINER EN UHMWPE DUO MOBILITY</i>		REFERÊNCIA PART NUMBER REFERENCIA
OD 28	Cabeça Femoral Ø22mm Femoral Head Ø22mm Cabeza Femoral Ø22mm	62-272822
OD 32		62-273222
OD 36		62-273622
OD 36	Cabeça Femoral Ø28mm Femoral Head Ø28mm Cabeza Femoral Ø28mm	62-273628
OD 40	Cabeça Femoral Ø22mm Femoral Head Ø22mm Cabeza Femoral Ø22mm	62-274022
	Cabeça Femoral Ø28mm Femoral Head Ø28mm Cabeza Femoral Ø28mm	62-274028
	Cabeça Femoral Ø32mm Femoral Head Ø32mm Cabeza Femoral Ø32mm	62-274032

LINER METÁLICO DUO MOBILITY <i>METALIC LINER DUO MOBILITY LINER METÁLICO DUO MOBILITY</i>		REFERÊNCIA PART NUMBER REFERENCIA
ID 28	Extra Pequeno ExtraSmall Extra Pequeño	62-260028
ID 32	Pequeno Small Pequeño	62-260132
ID 36	Médio Medium Medio	62-260236
ID 36	Grande Large Grande	62-260336
ID 40		62-260340

ESPAÇADOR DE TITÂNIO

TITANIUM SPACER

ESPAÇADOR DE TITÂNIO



Liga de Titânio Ti-6Al-4V
Wrought Ti-6Al-4V alloy
Aleación de Titânio Ti-6Al-4V
ASTM F136
ISO 5832-3



NEUTRO



ANGULADO 10°



ANGULADO 20°

ESPAÇADOR DE TITÂNIO TITANIUM SPACER, ESPAÇADOR DE TITÂNIO		REFERÊNCIA PART NUMBER REFERÊNCIA
Liner Extra Pequeno Extra Small Liner Liner Extra Pequeño	Neutro Tamanho S Neutral S Neutral Tamaño S	62-140000
	Angulado 10° Tamanho S Angulado 10° Tamanho S Angulado 10° Tamanho S	62-141100
	Angulado 20° Tamanho S Angulado 20° Tamanho S Angulado 20° Tamanho S	62-141200
Liner Medio Medium Liner Liner Medio	Neutro Tamanho L Neutral L Neutro Tamaño L	62-140020
	Neutro Tamanho L+5 Neutral L+5 Neutro Tamaño L+5	62-140025
	Angulado 10° Tamanho L Angled 10° L Angulado 10° Tamanho L	62-141120
	Angulado 20° Tamanho L Angled 20° L Angulado 20° Tamanho L	62-141220
	Angulado 10° Tamanho L+5 Angled 10° L+5 Angulado 10° Tamanho L+5	62-141125
	Angulado 20° Tamanho L+5 Angled 20° L+5 Angulado 20° Tamanho L+5	62-141225



CAGE HEMISFÉRICO TRABECULAR METAL I-HIP

HEMISFERIC CAGE TRABECULAR METAL I-HIP
CAGE HEMISFÉRICO TRABECULAR METAL I-HIP

Liga de Titânio Ti-6Al-4V
Ti-6Al-4V Alloy
Aleación de Titânio
ASTMF3001



CAGE HEMISFÉRICO TRABECULAR

CAGE HEMISFÉRICO TRABECULAR METAL I-HIP HEMISFERIC CAGE TRABECULAR METAL I-HIP CAGE HEMISFÉRICO TRABECULAR METAL I-HIP		REFERÊNCIA PART NUMBER REFERENÇA
ID 50	Excentricidade 12mm Excentricity 12mm Excentricidad 12mm	62-155012
	Excentricidade 18mm Excentricity 18mm Excentricidad 18mm	62-155018
ID 54	Excentricidade 12mm Excentricity 12mm Excentricidad 12mm	62-155412
	Excentricidade 18mm Excentricity 18mm Excentricidad 18mm	62-155418
ID 58	Excentricidade 12mm Excentricity 12mm Excentricidad 12mm	62-155812
	Excentricidade 18mm Excentricity 18mm Excentricidad 18mm	62-155818
ID 62	Excentricidade 12mm Excentricity 12mm Excentricidad 12mm	62-156212



PARAFUSO ÓSSEO

BONE SCREW

TORNILLO



PARAFUSO ÓSSEO

Liga de Titânio Ti-6Al-4V
 Wrought Ti-6Al-4V alloy
 Aleación de Titânio Ti-6Al-4V
 ASTM F136
 ISO 5832-3

PARAFUSO ÓSSEO BONE SCREW TORNILLO ÓSSEO	REFERÊNCIA A PART NUMBER REFERENCIA
6,5 x 20mm	62-016520
6,5 x 25mm	62-016525
6,5 x 30mm	62-016530
6,5 x 35mm	62-016535
6,5 x 40mm	62-016540
6,5 x 45mm	62-016545
6,5 x 50mm	62-016550
6,5 x 55mm	62-016555
6,5 x 60mm	62-016560