


ENDOGRAPADORA

AUTOMÁTICA LINEAL BELUGA



Distributed by

PROMED
QUIRÚRGICOS



ENDOGRAPADORA AUTOMÁTICA LINEAL BELUGA



BATERIA DE
LITIO




**12
HORAS**




SISTEMA DE SEGURIDAD MÚLTIPLE

El sistema de seguridad múltiple mejora la seguridad de la cirugía.



CARTUCHO EN FORMA DE PICO CON MAYOR COMPRESIÓN

Punta del cartucho más fina generando una mayor compresión garantizando la integridad de la línea de grapas en los tejidos más desafiantes.



DISEÑO DE GRAPADO ESCALONADO

Formación de grapas en escalones única para alcanzar el equilibrio perfecto entre la hemostasia anastomótica y el suministro de sangre.

PROMED
Laparoscopy

CE 0197 **FDA** **ISO**
13485

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- La batería con disparo continuo garantiza la estabilidad del dispositivo y la formación de grapas.
- La articulación de 60° proporciona un mayor espacio quirúrgico, acceso al espacio estrecho incluso a la pelvis baja para la resección rectal.
- El innovador diseño de grapas 3D escalonadas de 6 filas equilibra el efecto hemostático superior y la circulación sanguínea para la recuperación de la anastomosis.
- Mantiene la mejor compresión del mercado.

Cartucho en forma de pico con mayor compresión.


- Diseño de grapado escalonado.
- Sistema de seguridad múltiple.

MODELOS

RECARGA	LONGITUD
46 mm	280- 340 - 440 mm
60 mm	280- 340 - 440 mm

PROMED
Laparoscopy





MODELO	CÓDIGO DE COLOR	SOLICITUD	LÍNEA DE GRAPAS (MM)	ALTURA DE GRAPA (MM)	ALTURA CERRADA (MM)	CANTIDAD DE GRAPAS (MM)
TCR46M	Gris	Septum	46	2.0	0.75	70
TCR46W	Blanco	Tejido Fino/ Vascular	46	2.5	1.0	70
TCR46B	Azul	Tejido Normal	46	3.5	1,5 - 1,5 - 1,8	70
TCR46Y	Amarillo	Tejido Normal/ Grueso	46	3.8	1,8 - 1,8 - 2,1	70
TCR46G	Verde	Tejido Grueso	46	4.1	2,0 - 2,0 - 2,3	70
TCR60M	Gris	Septum	60	2.0	0,75	88
TRR60W	Blanco	Tejido Fino/ Vascular	60	2.5	1.0	88
TRR60B	Azul	Tejido Normal	60	3.5	1,5 - 1,5 - 1,8	88
TRR60Y	Amarillo	Tejido Normal/ Grueso	60	3.8	1,8 - 1,8 - 2,1	88
TRR60G	Verde	Tejido Grueso	60	4.1	2,0 - 2,0 - 2,3	88
TRR60H	Negro	Tejido Extragrueso	60	4.4	2,3 - 2,3 - 2,6	88