




PLACA OLECRANON

5,0 ChLPsystem



PLACA OLECRANON	
Perfil	2.5
Anatómica	Derecha-izquierda
Orificios	Longitud
2	88
4	121
6	151
8	181
10	210



INSTRUMENTAL

5,0 ChLPsystem



Medidor de Profundidad para Tornillos
Ref. 40.5675.100



Medidor de Profundidad
Ref. 40.4639.000



Atornillador T15
Ref. 40.5677
Mango 2.0 Nm
Ref. 40.5635.100



Placas Bender 4/6
Ref. 40.4250.000

Guía Roscada M5.0/1.0
Ref. 40.5673.010
Guía Roscada M5.0/1.8
Ref. 40.5673.018
Guía Roscada M5.0/2.8
Ref. 40.5673.028



Guía de Compresión 2.5
Ref. 40.4804.025



Broca 1.8/220
Ref. 40.2063.220
Broca 2.5/220
Ref. 40.2049.220
Broca 2.8/220
Ref. 40.5653.220

Alambre de Kirschner 1.0/220
Ref. 40.4814.220
Alambre de Kirschner 2.0/220
Ref. 40.4815.220

PLACAS HUMERO DISTAL

5,0 ChLPsystem



ChM®

Bogotá D.C. - Colombia
Teléfono: + 57(1) 315 5726 Móvil: + 315 895 2056
+ 57(1) 315 5683 + 318 820 0025
Dirección: Carrera 67 N° 47 - 17 Brr. Salitre Greco
e-mail: info@promed-quirurgicos.com

HEXAGON

Cali (Valle del Cauca) - Colombia
Teléfono: + 57(2) 577 0643 Móvil: + 57 318 858 8940
+ 57(2) 373 2424
Dirección: Carrera 38 N° 5b5 - 89 Brr. San Fernando
e-mail: info@promed-quirurgicos.com

www.promed-quirurgicos.com

groupe lépine

Barranquilla (Atlántico) - Colombia
Teléfono: + 57(5) 378 3130 Móvil: + 57 318 593 2164
Dirección: Carrera 44 N° 90 - 90 Brr. La Campiña
e-mail: info@promed-quirurgicos.com

Valledupar (Cesar) - Colombia
Móvil: + 57 318 777 0032
Dirección: Calle 9C N° 19C - 26 Brr. Ichágua
e-mail: info@promed-quirurgicos.com

Neiva (Huila) - Colombia
Teléfono: + 57(8) 871 7342 Móvil: + 57 316 471 9300
Dirección: Carrera 5 N° 6 - 44 Of. 701 Torre A
Centro Comercial Metropolitano
e-mail: info@promed-quirurgicos.com


ChM®

promed
Quirurgicos



PLACA MEDIAL

5,0 ChLPsystem



ChM[®]



PLACA HUMERO MEDIAL	
Perfil	2.5
Anatómica	Derecha- izquierda
Orificios	Longitud
3	89
4	107
5	121
6	136



PLACA HUMERO DORSO LATERAL	
Perfil	2.5
Anatómica	Derecha- izquierda
Orificios	Longitud
3	95
4	109
5	123
6	137




TÉCNICA SUGERIDA





5,0 ChLPsystem

5,0 ChLPsystem

PLACA DORSO LATERAL



PLACA HUMERO DORSO LATERAL	
Perfil	2.5
Anatómica	Derecha- izquierda
Orificios	Longitud
3	95
4	109
5	123
6	137



5,0 ChLPsystem