


SOLUTIONS FOR EXTERNAL FIXATION



**FIJADOR RIEL DE
TRANSPORTE Y
ALARGAMIENTO**

ADULTO / PEDIATRICO

PROMED
QUIRÚRGICOS

Fijador externo monolateral diseñado para el tratamiento de reconstrucción ósea, garantiza una construcción versátil y estable.

INDICACIONES

- Alargamientos óseos
- Transportes óseos
- Osteotomías correctivas
- Artrodesis
- Corrección multiplanar


CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de distracción / compresión
- Fijador estable
- Versátil
- Modular
- Promueve la formación y consolidación
- No necesita plantilla

CLAMPS DE CORRECCIÓN

Clamp
Multiplanar


Material: Aluminio




Clamp micrometrico



Dinamizador



Barra distracción / compresión 8-4cm



Riel adulto 230-300-400mm

Riel pediatrico 150-200-250mm

Clamp doble eje



* Tornillos troncoconicos acero e hidroxiapatita.
Ø 50/6.0mm Long. 150-180-200-220mm / Rosca 40-50-60mm