

SOLUTIONS FOR EXTERNAL FIXATION



FIJADOR
HIBRIDO

PROMED
QUIRÚRGICOS

FIJADOR HIBRIDO


Fijador externo híbrido diseñado para reconstrucción y estabilización de la superficie articular ósea que garantiza una construcción versátil y estable.

INDICACIONES

- Fracturas periarticulares complejas de tibia proximal o distal
- Lesión de partes blandas impide la reducción abierta o la reducción interna
- Fracturas intrarticulares
- Fracturas metafisiarias asociadas a fracturas diafisiarias
- Alargamientos óseos
- Transportes óseos

CARACTERÍSTICAS

- Aro de 2/3 - 1/3
- Adaptadores articulados para fijador monolateral
- Colocación de pines olivados y tornillos corticales
- Configuración delta / aumenta la estabilidad de la construcción



FIJADOR HIBRIDO ARTICULADO

FIJADOR HIBRIDO RIEL TRANSPORTE / ALARGAMIENTO