

SOLUTIONS FOR EXTERNAL FIXATION



FIJADOR
ARTICULADO
TOBILLO
RADIOLUCIDO / PEEK

KIT ESTÉRIL

PROMED
QUIRÚRGICOS

FIJADOR ARTICULADO TOBILLO

RADIOLUCIDO / PEEK
KIT ESTÉRIL

Sistema modular radiolucido para el manejo de fracturas complejas de tobillo

INDICACIONES

- Fracturas pilón tibial
- Diartrosis
- Artrodiastasis
- Movilización temprana de la articulación

CARACTERÍSTICAS

- Fijador en PEEK radiolucido
- Guia radiolucida para tobillo
- Modular
- Dinamización controlada

** Tornillos troncocónicos acero e hidroxipatita.
Ø 50/6.0mm Long. 150-180-200-220mm / Rosca 40-50-60mm*

UNIDAD DISTRACCIÓN / COMPRESIÓN 50mm

*Presentación **KIT ESTÉRIL**

