


DIVA TWIST

CAJA ROTATORIA



PROMED
Latam




NovaSpine




IMPLANTES

Características y Ventajas

Hecho en:


PEEK

Forma anatómica biconvexa



Se adapta a los cuerpos vertebrales

Facil inserción



Extremo cónico



Perfil lordótico

Restablece el equilibrio sagital


Se gira desde la caja S.10

PROMED
Spine

INSTRUMENTALES



IMPLANTACIÓN Abordaje postero - lateral



Selección del tamaño

Inserte la caja

Rote la caja

Se recomienda usar instrumentación posterior con la utilización de la DIVA Twist.

PROMED
Spine

DIVA TWIST

CAJA ROTATORIA

IMPLANTES

Tamaño	Referencia
T.7	DPLG3078
T.8	DPLG3088
T.9	DPLG3098
T.10	DPLG30108
T.11	DPLG30118
T.12	DPLG30128
T.13	DPLG30138
T.14	DPLG30148



INSTRUMENTAL

		Probador		Shaver	
Impactor de Caja Giratoria	DLICR122	T.7	DLD207		
Osteótomo	DLO113	T.8	DLD208	T.8	DLA308
Cureta de Bayoneta Recta	DLBD115	T.9	DLD209	T.9	DLA309
Cureta Triangular en Bayoneta	BLBT112	T.10	DLD210	T.10	DLA310
Cureta en Bayoneta Ángulo Recto	DLCAD108	T.11	DLD211	T.11	DLA311
Cureta en Bayoneta Ángulo Izquierdo	DLCAG109	T.12	DLD212	T.12	DLA312
Cureta en Bayoneta en Ángulo Frontal Hacia Arriba	DLCF111	T.13	DLD213	T.13	DLA313
Mango en T	DLM103	T.14	DLD214	T.14	DLA314

CE0499



Cra 67 # 43 - 17
Br. Salitre Greco

Tel : (+57) (1) 2214599
E-mail : info@promed.com.co

Distributed by: