

CANULA

RIGIDA



Distribuido por:

PROMED
Latam

CANULA RIGIDA

Las CANULAS RIGIDAS están diseñadas para proporcionar un acceso intraarticular seguro, estable y preciso durante procedimientos artroscópicos. Su cuerpo rígido con rosca externa permite una fijación firme en los tejidos, evitando desplazamientos involuntarios y garantizando un canal de trabajo confiable para el paso del instrumental.

Las CANULAS RIGIDAS Incorporan un sistema biválvula que permite un control eficiente de la presión de los líquidos, minimizando las fugas y manteniendo la presión intraarticular ideal. El conjunto incluye un obturador rígido para una inserción controlada y atraumática.

Disponen de una llave lateral integrada que permite la conexión a sistemas de succión o de irrigación, facilitando la regulación del flujo de líquidos y el control de la visibilidad en el área de trabajo. Optimizando el control quirúrgico y la eficiencia operativa.



VENTAJAS DE LA CANULA RIGIDA

CONTROL OPTIMO DE PRESION ARTICULAR
MEJOR VISIBILIDAD DEL CAMPO OPERATORIO
FIJACION SEGURA Y ESTABLE
INSERCIÓN PRECISA Y MENOR TRAUMATISMO TISULAR
MAYOR EFICIENCIA Y SEGURUDAD QUIRURGICA

CANULA

RIGIDA

ALMACENAMIENTO

CANULA RIGIDA debe almacenarse en su embalaje original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

PRODUCTO

CANULA RIGIDA viene lista para usar en una bolsa sellada y esterili por óxido de etileno.

De un solo uso.

No vuelva a esterilizar.

Para obtener más información, consulte la IFU

IMPLANTE	REFERENCIA
Cánula rígida 8.5 x 45 mm	43-1103-298545
Cánula rígida 8.5 x7 2 mm	43-1103-298572