



**CAPELLA**  
PEEK

LINEA CAPELLA  
LINEA CAPELLA  
LINEA CAPELLA



Distribuido por:

**PROMED**  
*Latam*



# ANCLAJE DE PEEK

**Especialmente diseñado para la fijación de tejidos blandos al hueso**

## CAPELLA PEEK

Son anclajes para atornillar o impactar precargados con un hilo de sutura de UHMWPE (USP 2), en un mango descartable para su inserción y bloqueo en el hueso


Estos anclajes están compuestos por un polímero termoplástico el PEEK polieteretercetona VESTAKEEP considerado como uno de los más exitosos del mundo con más de 15 años de experiencia clínica en ortopedia.



**TOBILLO**

## VENTAJAS DEL CAPELLA PEEK

- Altas propiedades mecánicas
- Excelente biocompatibilidad
- Material químicamente inerte
- Radiopaco
- Modulo de elasticidad similar al tejido óseo : reducción de zonas de tensión



# CAPELLA PEEK

## ANCLAJE DE IMPACTO

**CAPELLA PEEK** Los anclajes de sutura están disponibles en muchas configuraciones varios tamaños, con una sutura, sin agujas o sin nudos. Presentan un ojal que proporciona una resistencia superior a la abrasión debido al bajo coeficiente de fricción.

El uso de **CAPELLA PEEK** implementa una técnica simple y reproducible utilizando una guía para la perforación y para la impactación del anclaje.

**DIÁMETRO**  
(mm)

Ø 2,8  
mm



**TOBILLO**



## VENTAJAS DE LAS SUTURAS

**CAPELLA PEEK** están precargados con 1sutura USP2 (hechas de polietileno de muy alto peso molecular UHMWPE)

ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN FÁCIL  
REALIZACIÓN DE NUDOS RESISTENCIA Y  
SEGURIDAD DE LAS SUTURAS

# CAPELLA PEEK

## ALMACENAMIENTO

**CAPELLA PEEK** deberán almacenarse en su embalaje original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

**CAPELLA PEEK** empacado en doble bolsa y estéril con óxido de etileno. De un solo uso. No vuelva a esterilizar.

Para obtener más información, consulte la IFU. Instrumentación para cirugía artroscópica está disponible.

IMPLANTES	TAMAÑO	REFERENCIAS
CAPELLA PEEK	Ø2,8mm	43-1102-312828
CAPELLA PEEK KNOTLESS	Ø2,8mm	43-1102-312830