

CAPELLA

PEEK



Distribuido por:

PROMED 
Latam

CAPELLA PEEK

ANCLAJE DE IMPACTO

Los anclajes CAPELLA PEEK de sutura están disponibles en diámetro de 2.8, con una sutura, o sin nudos (knotless), estos presentan un ojal que proporciona una resistencia superior a la abrasión debido al bajo coeficiente de fricción. lo que contribuye a preservar la integridad del material de la sutura durante el procedimiento.

El sistema CAPELLA PEEK permite la implementación de una técnica quirúrgica simple y reproducible, mediante el uso de una guía dedicada para la perforación y la impactación precisa del anclaje, optimizando la eficiencia del procedimiento y la consistencia de los resultados clínicos.



INESTABILIDAD DE HOMBRO
SLAP / BANKART

DIÁMETRO

Ø 2.8
mm



VENTAJAS DE LAS SUTURAS

CAPELLA PEEK están precargados con 1 sutura USP2 (UHMWPE)

ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

FÁCIL REALIZACIÓN DE NUDOS

RESISTENCIA Y SEGURIDAD DE LAS SUTURAS

CAPELLA PEEK

ALMACENAMIENTO

CAPELLA PEEK deberá almacenarse en su embalaje original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

CAPELLA PEEK esta empacado en doble bolsa y estéril con óxido de etileno. De un solo uso. No vuelva a esterilizar.

Para obtener más información, consulte la IFU.

IMPLANTE	TAMAÑO	REFERENCIA
ANCLAJE INESTABILIDAD CAPELLA PEEK	Ø 2.8 mm	43-1102-312828
ANCLAJE INESTABILIDAD CAPELLA PEEK KNOTLESS	Ø 2.8 mm	43-1102-312830