





RENOVA SPINE

KIT DE CIFOPLASTIA
TAMAÑO DISPONIBLE 11G



CIFOPLASTIA 11G

ACCESO RÁPIDO



VENTAJAS EN COMPARACIÓN CON EL KIT 8G:

- Perfil reducido de cánula y catéter balón
- Abordaje rápido: acceso vertebral percutáneo directo y menor numero de pasos quirúrgicos
- Tratamiento menos invasivo y menos traumático

PROMED
Spine

GUIA DE PEDIDOS CIFOPLASTIA 11G

COMPONENTES UNIPORTAL

1 CÁNULA DE ACCIÓN RÁPIDA: ESTILETE CON PUNTA BISELADA

1 BROCA

1 MINI CATÉTER CON BALON

3 RELLENOS ÓSEOS + 4 JERINGAS (2,5 ml)

1 DISPOSITIVO DE INFLADO: ANALÓGICO

GUIA DE PEDIDOS – COMPONENTES INDIVIDUALES

CANULAS DE ACCIÓN RÁPIDA

Cánula de acción rápida con punta biselada



BROCA

Renova Spine
Broca de
Cifoplastia.



BONE FILLER

Canula de
Cementación



BALON

Renova Spine Cateter Balón:
10mm
15mm
20mm



INSUFLADOR



INSUFLADOR ANALOGICO

El dispositivo de inflado analógico se compone de un depósito graduado, un manómetro, un pistón, una gradilla, un tubo con conexión roscada y una llave de paso que sirve como selector.



PROMED
Spine

BPB[®]
medica

Cra 67 # 43 - 17
Br. Salitre Greco

Tel : (+57) (1) 2214599
E-mail : info@promed.com.co



CE 0123

Rev. 02 del 25-10-18