

DAC

BOTON AJUSTABLE



Distribuido por:

PROMED

Latam



DAC

BOTÓN AJUSTABLE

El Sistema DAC ha sido diseñado específicamente para la reparación y estabilización de las luxaciones acromioclaviculares, proporcionando una fijación anatómica, confiable y de bajo perfil.

El sistema combina la tecnología del botón ajustable Acrux y botones de titanio de alta precisión; su diseño compacto permite una adecuada adaptación ósea, minimizando la prominencia del implante.

Incluye un sistema de Loops de alta resistencia, dispuestas en configuración múltiple, que permite una distribución homogénea de la carga y favorece una estabilización firme de la articulación acromioclavicular. Estos loops preformados facilitan el control de la tensión y una manipulación precisa durante la técnica quirúrgica.

El conjunto está diseñado para permitir una reducción controlada, manteniendo la alineación adecuada entre clavícula y coracoides, con un enfoque en la reproducción de la biomecánica natural de la articulación.



LUXACION
ACROMIOCLAVICULAR



VENTAJAS

- AJUSTE INTRAOPERATORIO PRECISO
- ESTABILIDAD BIOMECANICA
- VERSATILIDAD QUIRURGICA
- DISTRIBUCION UNIFORME DE LAS CARGAS
- MAYOR EFICIENCIA Y SEGURUDAD QUIRURGICA

DAC

BOTON AJUSTABLE

ALMACENAMIENTO

DAC boton ajustable deberá almacenarse en sus empaques originales , en un entorno seco y limpio, a temperatura ambiente.

Para más información, por favor lea las instrucciones de uso.

PRODUCTO

DAC boton ajustable se entregan listos para usar, estériles y embalados en una bolsa doble sellada.

El método de esterilización es EO.

IMPLANTE	REFERENCIA
DAC SISTEMA SUSPENSION AJUSTABLE	43-1103-792401
BOTÓN DAC Ø 8 MM AZUL	43-1103-810819
BOTON DAC Ø 10 MM AZUL	43-1103-811019