

RODD

ESPACIADOR DINÁMICO INTERESPINOSO



PROMED
Latam



NovaSpine

INDICACIONES

Restauración de la altura
Síndrome de la articulación facetaria
Síndrome discal degenerativo o iatrogénico
Reurrencia de hernia discal
Recalibración del canal con artrectomía parcial
Nivel adyacente a una artrodesis

ESPECIFICACIONES



MOVIMIENTO POLIAXIAL

Hecho en:

PEEK

Dispositivo dinámico



Tornillo antidislocación

Muestras de anclaje

ENSAYOS MECANICOS

Muy alta resistencia

5 millones de ciclos sin rotura en compresión dinámica de 3000N


Altura de distracción:

Antes del ensayo 8.33 mm después del ensayo 8.32mm

Límite de elasticidad superior a 6000N en compresión axial estática.

PROMED
Spine

IMPLANTACIÓN




Preparación

Distracción

Implantación

Fijación

Posibilidades de implantación



Independiente

Hilo de sutura

Ligamiento Sint

INSTRUMENTAL



PROMED
Spine

RODD

ESPACIADOR DINÁMICO INTERESPINOSO

IMPLANTES



RMP1	Distractor Convexo
RFP8	Distractor Cóncavo S.8
RFP10	Distractor Cóncavo S.10
RFP12	Distractor Cóncavo S.12
RFP14	Distractor Cóncavo S.14
RFP16	Distractor Cóncavo S.16
RV64	Tornillo de Montaje
RMP1S*	Distractor Convexo
RFP8S*	Distractor Cóncavo S.8
RFP10S*	Distractor Cóncavo S.10
RFP12S*	Distractor Cóncavo S.12
RFP14S*	Distractor Cóncavo S.14
RFP16S*	Distractor Cóncavo S.16
RIH21-A*	Gancho S1

INSTRUMENTAL

RIPD101	Distractor	RIG214	Cortador S.14
RIP102	Impactor	RIG216	Cortador S.16
RIP103	Perforador	RIIE108	Implante de Prueba
RITA104	Atornillador	RIIE110	Implante de Prueba
RIPG105	Gubia	RIIE112	Implante de Prueba
RIPS106	Iniciador de Prueba	RIIE114	Implante de Prueba
RIG208	Cortador S.8	RIIE116	Implante de Prueba
RIG210	Cortador S.10	RITS107*	Atornillador
RIG210	Cortador S.12	RRC200-A	Canastilla



Cra 67 # 43 - 17
Br. Salitre Greco

Tel : (+57) (1) 2214599
E-mail : info@promed.com.co

Distributed by: