



MIRACH
TITANIO



Distribuido por:

PROMED
Latam



ANCLAJE DE TITANIO

Está especialmente diseñado para la fijación de tejidos blandos al hueso

MIRACH TITANIO

Son anclajes completamente roscados que cuentan con un hilo de sutura UHMWPE (USP 2 y montado en un mango descartable para su fácil inserción y bloqueo en el hueso.

Estos anclajes están compuestos por aleación en titanio (Ti 6 Al 4 V)

VENTAJAS DEL TITANIO

- Altas propiedades mecánicas
- Resistente a la corrosión
- Mayor elasticidad que el acero inoxidable
- Biocompatible
- Radiolúcido

Biocompatible
anclaje de aleación de titanio

Resistencia al desgarro
Cuerpo de anclaje completamente roscado aumenta la resistencia al desgarro

Código de colores
Diferencia los anclajes por tamaño y número de suturas

Auto Roscante
La punta del anclaje permite una fácil inserción

Anclaje Optimizado
Paso de rosca ancho que optimizan el agarre óseo

Múltiples suturas
Para una mejor distribución de las tensiones en el tendón

Marcas láser
En el mango indica la profundidad de inserción y la orientación de las suturas



MIRACH TITANIO

MIRACH TITANIO El diseño del anclaje incorpora una rosca angular con un diámetro de núcleo muy pequeño para maximizar la resistencia de extracción en el hueso esponjoso u osteopénico.

Cada **MIRACH TITANIO** viene precargado con dos suturas UHMWPE (USP 2) de diferentes colores para optimizar la fijación de tejidos blandos y permitir una mejor identificación

Ideal para la reparación artroscópica y cirugía mínimamente invasiva.

MIRACH TITANIO

MIRACH TITANIO MINI Ti Los anclajes de titanio están disponibles en diámetros de 1,8 mm y 2,0 mm. Están precargados con una sutura UHMWPE (USP 2.0).

En la mayoría de los casos, el anclaje se puede insertar manualmente porque es autopercutor.

Por su forma, este anclaje tiene una resistencia significativa a la extracción. Está disponible con dos agujas para aplicaciones de cirugía abierta en muchas indicaciones de reinsertación de tendones o ligamentos



DIÁMETRO (mm)

Ø 1,8
mm

Ø 2,0
mm

Ø 3,0
mm



MANO

VENTAJAS DE LAS SUTURAS

MIRACH TITANIO están precargados con 1 sutura USP2 (hechas de polietileno de muy alto peso molecular UHMWPE)

ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
FÁCIL REALIZACIÓN DE NUDOS.
RESISTENCIA Y SEGURIDAD DE LAS SUTURAS



MIRACH

TITANIO

ALMACENAMIENTO

MIRACH TITANIO deberán almacenarse en su embalaje original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

MIRACH TITANIO empacado en doble bolsa y estéril con óxido de etileno. De un solo uso. No vuelva a esterilizar.

Para obtener más información, consulte la IFU.
Instrumentación para cirugía artroscópica está disponible

IMPLANTES	TAMAÑO	REFERENCIAS
ANCLAJE MIRACH TITANIO	Ø1,8mm	43-0703-691827
ANCLAJE MIRACH TITANIO	Ø2,0mm	43-0703-692029
ANCLAJE MULTILIG TITANIO	Ø3,0mm	43-9903-406003