



NEBULA
PEEK Y PEEK-TITANIO



Distribuido por:

PROMED
Latam



ANCLAJE DE PEEK

Está especialmente diseñado para la fijación de tejidos blandos al hueso


NEBULA PEEK Y PEEK-TITANIO

Son anclajes tipo Knotless para atornillar, en un mango descartable para su inserción y bloqueo en el hueso.

Estos anclajes están compuestos por un polímero termoplástico el PEEK polieteretercetona VESTAKEEP considerado como uno de los más exitosos del mundo con más de 15 años de experiencia clínica en ortopedia

VENTAJAS DEL NEBULA PEEK Y PEEK-TITANIO

- Altas propiedades mecánicas
- Excelente biocompatibilidad
- Material químicamente inerte
- Radiopaco
- Modulo de elasticidad similar al tejido óseo : reducción de zonas de tensión



NEBULA PEEK Y PEEK-TITANIO

ANCLAJE IMPACTADO
SIN NUDO

NEBULA PEEK Y PEEK-TITANIO

son anclajes totalmente roscados, sin nudos diseñados para ser utilizados con suturas o cintas para la reparación ligamentaria.

El knotless consiste en pasar suturas o cintas a través del tejido, cargándolas a través del ojal del anclaje que luego se inserta en la cavidad ósea.

Esta técnica elimina las posibles complicaciones causadas por los nudos en comparación con otros anclajes convencionales.

DIÁMETRO
(mm)

Ø 4,75
mm



TOBILLO



VENTAJAS DE LAS SUTURAS

NEBULA PEEK Y PEEK-TITANIO

- Altas propiedades mecánicas
- Excelente biocompatibilidad
- Material químicamente inerte
- Radiolucido

NEBULA

PEEK Y PEEK-TITANIO

ALMACENAMIENTO

NEBULA PEEK Y PEEK-TITANIO deberán almacenarse en su embalaje original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

NEBULA PEEK Y PEEK-TITANIO empacado en doble bolsa y estéril con óxido de etileno. De un solo uso. No vuelva a esterilizar.

Para obtener más información, consulte la IFU. Instrumentación para cirugía artroscópica está disponible.

ANCLAS	TAMAÑO	REFERENCIAS
NEBULA PEEK	Ø4,75mm	43-1102-404750
NEBULA PEEK - TITANIO	Ø4,75mm	43-1103-404750