

# NEBULA

## PEEK



Distribuido por:

**PROMED**  
*Latam*



# NEBULA PEEK

ANCLAJE  
SIN NUDO

NEBULA PEEK son anclajes totalmente roscados, sin nudos diseñados para ser utilizados con suturas o cintas para la reparación del manguito rotador utilizando las técnicas de "doble fila".

El knotless " consiste en pasar suturas o cintas a través del tejido, cargándolas a través del ojal del anclaje que luego se inserta en la cavidad ósea. Esta técnica elimina las posibles complicaciones causadas por los nudos en comparación con otros anclajes convencionales.




MANGUITO ROTADOR

DIÁMETRO  
(mm)


Ø 4.75  
mm

Ø 5.5  
mm



## VENTAJAS DEL PEEK

- Altas propiedades mecánicas
- Excelente biocompatibilidad
- Material químicamente inerte
- Radiolucido
- Módulo de elasticidad cercano al tejido óseo: transferencia de esfuerzo más homogénea y reducción de las concentraciones de esfuerzo



# NEBULA

## PEEK

### ALMACENAMIENTO

NEBULA PEEK deberá almacenarse en su embalaje original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

NEBULA PEEK esta empacado en doble bolsa y estéril con óxido de etileno. De un solo uso. No vuelva a esterilizar.

Para obtener más información, consulte la IFU.

NEBULA PEEK debe utilizarse con el punzón iniciador correspondiente.

IMPLANTE	TAMAÑO	REFERENCIA
ANCLAJE NEBULA PEEK	Ø 5.5 mm	43-1102-405550
ANCLAJE NEBULA PEEK	Ø 4.75 mm	43-1102-404750