



VARR²

VOLAR VARIUS ANGLE RADIUS
RECONSTRUCTION

Sistema integral para reconstrucción de fracturas en el segmento distal del radio.




PROMED Trauma | **ChM**[®]

VARR²

INDICACIONES

- Fracturas Simples / Complejas

EXTRA PERI INTRA Articular



• Diseño anatómico ultra-perfilado, permite adaptación perfecta logrando una posición muy próxima al borde de fractura, idóneo para la reconstrucción de fracturas complejas, inclusive las multifragmentos.

• Reproducción anatómica en un arco profundo para disminuir la fricción con los tendones flexores.

VOLAR VARIUS ANGLE RADIUS
RECONSTRUCTION

PROMED Trauma | **ChM**[®]

VARR²

DUO / BLOQUEO

Todas las opciones de tornillos en la rama distal pueden ser de fijación
Ángulo Fijo / Ángulo Variable

Opción de implante con extensión radial para fijación en trazos de fracturas altas o distales de la estiloides, brinda doble plano de estabilización angular.


Extensión estiloides



La opción de ángulo variable VA/CrCo brinda hasta 3 reposicionamientos con el mismo tornillo en el mismo orificio brindando una óptima estabilidad.

Dynamic tests were performed for 500,000 loading cycles


Dynamic test: standard vs. VA screw




PROMED Trauma | **ChM**[®]

VOLAR VARIUS ANGLE RADIUS
RECONSTRUCTION

VARR²



• Sistema plantilla guía en PEEK facilita la orientación de los orificios bloqueados en ángulo fijo.



PROMED Trauma | **ChM**[®]

- BOGOTÁ (D.C.)**
© Teléfono: +57 (1) 221 45 99
© Móvil: +57 (315) 300 72 94
© Cta 07 4 43 - 17 Bc. Sabán-García
- MEDELLÍN (ANTIOQUIA)**
© Teléfono: +57 (5) 696 09 71
© Móvil: +57 (318) 686 47 99
© Cta 38 No. 34 - 79 Bc. Las Américas
- CALÍ (VALLE DEL CAUCA)**
© Teléfono: +57 (2) 577 06 43 - +57 (2) 373 24 24
© Móvil: +57 (318) 358 89 40
© Cta 38 4 565 - 89 Bc. San Fernando
- BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)**
© Teléfono: +57 (5) 312 51 93
© Móvil: +57 (318) 990 21 64
© Cta 44 No. 84 - 91 Bc. Granada
- CARTAGENA (BOLÍVAR)**
© Teléfono: +57 (5) 643 06 75
© Móvil: +57 (317) 423 21 48
© Bc. Contadores 1 - Casa 26
- BUCARAMANGA (SANTANDER)**
© Teléfono: +57 (5) 696 09 71
© Móvil: +57 (318) 686 47 99
© Cta 38 No. 34 - 79 Bc. Las Américas
- IBAGUÉ (TOLIMA)**
© Móvil: +57 (317) 403 59 97
© Calle 51 87b - 17
Bc. Limonar 5 sector
- VALLEDUPAR (CESAR)**
© Teléfono: +57 (5) 571 24 88
© Móvil: +57 (318) 777 00 32
© Cta 19C 8 9b - 20 Bc. Bahagá
- NEIVA (HUILA)**
© Teléfono: +57 (8) 871 68 51
© Móvil: +57 (316) 471 93 00
© Calle 21 4 5b5 - 21 Oficina. 303 Edif. La Ceiba