

SIRIUS

ALL INSIDE



Distribuido por:



SUTURA MENISCAL

ALL INSIDE

La sutura meniscal SIRIUS ALL INSIDE es un sistema diseñado para proporcionar al cirujano una solución eficiente, segura y reproducible en la reparación artroscópica del menisco.

La SIRIUS ALL INSIDE presenta un diseño ergonómico y estilizado, con un eje de bajo perfil y una punta de alta precisión que facilitan el acceso controlado al sitio de la lesión, incluso en espacios articulares reducidos.

La integración del mecanismo de anclaje, la aguja de paso y el material de sutura en un solo dispositivo permite realizar la reparación completamente desde el interior de la articulación, minimizando la agresión a los tejidos circundantes y reduciendo el riesgo de complicaciones neurovasculares. En conjunto, la sutura meniscal all inside combina control, resistencia y facilidad de uso, contribuyendo a una fijación meniscal estable y a una técnica quirúrgica más eficiente, orientada a optimizar los resultados clínicos y la recuperación funcional del paciente.

Cada producto incluye 2 implantes en Peek, atados con una sutura UHMWPE N° 2-0.



RODILLA

VENTAJAS

TECNICA QUIRURGICA EFICIENTE
ACCESO PRECISO EN ESPACIOS REDUCIDOS
FIJACION ESTABLE Y RESISTENTE
MENOR RIESGO VASCULAR
PROTECCION DEL TEJIDO BLANDO

3 PASOS SENCILLOS PARA LA REPARACIÓN DEL MENISCO

AGUJA

- Aguja rígida calibre 17 para perforaciones sin esfuerzo.
- Profundidad ajustable por vaina de control incorporada que evita la inserción excesiva.



PERILLA DE SEGURIDAD

- La perilla de seguridad evita fallos de disparo y el deslizamiento del implante.
- Confirmación auditiva y visual que garantiza la selección secuencial del implante.

DISPARO DEL IMPLANTE

- Clic audible que garantiza la respuesta del despliegue del implante.
- El diseño ergonómico permite el uso con una sola mano.

SIRIUS

ALL INSIDE

ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar fresco y seco por debajo de 30 °C (86 °F), lejos de la humedad y el calor directo.

Deséchelo si está abierto pero sin uso.

No usar después de la fecha de vencimiento.

PRODUCTO

SIRIUS ALL INSIDE se envasa en doble bolsa y se esteriliza en óxido de etileno.

Solo de un solo uso. No vuelva a esterilizar.

IMPLANTE	REFERENCIA
SUTURA MENISCAL SIRIUS ALL INSIDE	43-3521-191725