


# SIRIUS

## OUTSIDE - IN




Distribuido por:



## SIRIUS OUTSIDE - IN

Sirius Outside-In es un sistema diseñado específicamente para la técnica de reparación meniscal outside-in, ofreciendo una solución precisa y controlada para la fijación del tejido meniscal mediante abordajes artroscópicos. Su configuración está orientada a facilitar la colocación de la sutura desde el exterior hacia el interior de la articulación, permitiendo una adecuada aproximación de los bordes del menisco y favoreciendo una reparación estable y anatómica.

El sistema incorpora una supersutura de alta resistencia 2-0 que garantiza un deslizamiento suave durante su paso por el tejido, optimizando la manipulación y reduciendo la fricción intraoperatoria. Su diseño permite una fijación segura con nudos de bajo perfil, contribuyendo a la estabilidad de la reparación y a la protección del tejido circundante. Estas características hacen de Sirius Outside-In una alternativa confiable y eficiente para procedimientos de reparación meniscal, con resultados consistentes y reproducibles en la práctica artroscópica



# SIRIUS

## OUTSIDE - IN

Almacene en un lugar fresco y seco por debajo de 30 °C (86 °F), lejos de la humedad y el calor directo.

Deséchelo si está abierto pero sin uso.

No usar después de la fecha de vencimiento.

SIRIUS OUTSIDE - IN se envasa en doble bolsa y se esteriliza en óxido de etileno.

Solo de un solo uso. No vuelva a esterilizar.

IMPLANTE	REFERENCIA
SUTURA 2-0 SIRIUS OUTSIDE - IN	43-9903-252015