





SUTURA

ARTHROLINK



Distribuido por:

PROMED
Latam



SUPER SUTURA NO ABSORBIBLE

Refuerzo y re inserción de tendones y ligamentos.

ARTHROLINK es una sutura estéril trenzada no absorbible diseñada a partir de hilos de polietileno lineal de cadena larga (UHMWPE) de ultra alto peso molecular.

Está indicado para reparación o refuerzo de re inserción de ligamentos, tendones, re inserción de tuberosidades, aproximación y/o ligadura de tejidos blandos.



HOMBRO




CADERA



RODILLA



TOBILLO



AGUJA DE SUTURA

Sutura con doble aguja

Tipo:

Sutura USP2
Sutura USP5

Tamaño:





Longitud 90 cm

Colores:

blanco/azul
blanco/negro
blanco/verde.


Agujas:

Aguja Redonda de 1/2 circulo Longitud 26 mm
(transtendinoso)
Aguja Cortante de 3/8 circulo longitud 40 mm
(transóseo)



ESTRUCTURA DE FIBRA*

La tecnología de núcleo de bloqueo proporciona un centro de la sutura para actuar como una columna vertebral para un mejor atado de nudos y características de manejo. Esta construcción trenzada única contribuye a su resistencia superior. Su diseño es flexible, suave para un mejor manejo.



SUTURA TIPO TAPE

IMPLANTE	CALIBRE	ANCHO TAPE	LONGITUD CINTA	LONGITUD SUTURA	AGUJAS
Sutura Tape Blanco/Negro	USP 2	2.0 mm	19 cm	100 cm	NO
Suture Tape Blnaco / Verde	USP 2	1.6 mm	60 cm	100 cm	NO





SUTURA LOOP

IMPLANTE	CALIBRE	LONGITUD	AGUJAS	TIPO AGUJA
Sutura Loop Blanco / Azul	USP 2	50 cm	SI	Curva redonda de 1/2 circulo 48 mm

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

ARTHROLINK ofrece excelentes propiedades mecánicas mucho más fuertes que el material de poliéster y líder del mercado. El trenzado permite un mejor manejo junto con una alta resistencia al nudo. Las suturas permanecen estables después de la implantación en vivo.



VENTAJAS DE LAS SUTURA

ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
 DESLIZAMIENTO DE NUDOS
 SOLIDEZ Y SEGURIDAD DE LAS SUTURAS
 BIOCOMPATIBLE
 4 COLORES PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD

SUTURA

ARTHROLINK

ALMACENAMIENTO

ARTHROLINK SUTURA, TAPE y LOOP debe almacenarse en su embalaje original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura.

PRODUCTO

ARTHROLINK viene lista para usar en una bolsa sellada y esterili por óxido de etileno.

De un solo uso.

No vuelva a esterilizar.

Para obtener más información, consulte la IFU

IMPLANTE	CALIBRE	REFERENCIA
SUPERSUTURA BLANCO / AZUL	USP2	43-9903-252002
SUPERSUTURA BLANCO / NEGRO	USP2	43-9903-252004
SUPERSUTURA BLANCO / VERDE	USP2	43-9903-252003
SUTURA LOOP BLANCO / VERDE	USP2	43-9903-272003
SUTURA TAPE BLANCO / VERDE	1.6 mm	43-9903-262003
SUTURA TAPE BLANCO / NEGRO	2.0 mm	43-9903-262004