

SOCORE

TORNILLO CANULADO



PROMED
Latam


NovaSpine

Diseño Óptimo

Características y *ventajas*

Perfil muy bajo: *Se puede utilizar en zona lumbar y torácica*

Forma lisa: *No traumatismo de los tejidos blandos*

Cabeza muy fuerte: *No hay límite para apretar*

Cuello reforzado: *Reducción del riesgo de rotura*

Poliaxialidad 30°: *Fácil adaptación a la barra*

Roscado cuádruple en la zona del pedículo:

Aumenta significativamente la resistencia a la extracción

Muy eficaz para el hueso osteoporótico y la escoliosis

● Roscado de doble conductor: *Inserción más rápida*

● Autorroscante: *Fácil inserción*

Tornillo canulado y fenestrado: *Se utiliza para*

MISS y para vertebroplastia (inyección de cemento)

El enhebrado comienza desde una punta cónica:

Muy fácil y seguro de introducir y atornillar