


# VORTEX

SISTEMAS DE SHAVER



Distribuido por:

**PROMED**

*Latam*



# CUCHILLAS DE SHAPER

Las cuchillas **VORTEX**, disponibles en diámetros de 2,5mm y 3,0mm, con una longitud de 70mm y 75mm respectivamente, y en configuraciones de punta diente-diente, están diseñadas para alcanzar un alto nivel de precisión en procedimientos artroscópicos. Permiten una resección controlada y eficiente de tejidos blandos y óseos en cavidades articulares.

**VORTEX** y su avanzada ingeniería optimiza de manera simultánea el corte y la evacuación del tejido dañado, mejorando significativamente la fluidez del procedimiento y la visibilidad intraoperatoria.

Cada diseño de filo ha sido desarrollado para adaptarse a indicaciones clínicas específicas, proporcionando un desbridamiento uniforme, seguro y altamente efectivo. Esto se traduce en un mayor control para el cirujano, una preparación ósea más precisa y un desempeño consistente incluso en los entornos quirúrgicos más exigentes.



MANO

DIÁMETRO  
(mm)

Ø 2,5  
mm

Ø 3,0  
mm



# FRESA DE SHAVER

DIÁMETRO  
(mm)

Ø 2,9  
mm

Las fresas **VORTEX**, disponibles en diámetro de 2.9mm y con una longitud de 75mm, están diseñadas para ofrecer un alto nivel de precisión en procedimientos artroscópicos, especialmente en la preparación, remodelación y contorneado del tejido óseo dentro de cavidades articulares.

Estas fresas forman parte esencial de los sistemas de resección motorizada, permitiendo realizar desbridamiento óseo, resección de osteo tos, regularización de superficies y preparación del lecho óseo para procedimientos reconstructivos. Su diseño rotatorio de alta velocidad facilita una acción controlada y eficiente, incluso en estructuras densas donde las cuchillas convencionales no son suficientes.

**VORTEX** y su avanzada ingeniería optimiza de manera simultánea el corte y la evacuación del material generado mediante sistemas integrados de succión, lo que contribuye a mantener una adecuada visibilidad intraoperatoria y una mayor fluidez del procedimiento incluso en los entornos quirúrgicos más exigentes.



MANO



# VORTEX

SISTEMAS DE SHAVER

## ALMACENAMIENTO

Las cuchillas y fresas VORTEX, están empacadas en un blister estéril.

Estan esteriles mediante óxido de etileno. Son de un solo uso. No volver a esterilizar.

Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso (IFU).

Las cuchillas y fresas VORTEX deberán almacenarse en su blister original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

PRODUCTO	DIAMETRO	REFERENCIA
CUCHILLA VORTEX DIENTE / DIENTE	Ø2,5mm	43-9901-232570
CUCHILLA VORTEX DIENTE / DIENTE	Ø3,0mm	43-9901-233070
FRESA VORTEX	Ø2,9mm	43-9901-332970