


VORTEX

SISTEMAS DE SHAVER



Distribuido por:

PROMED
Latam



CUCHILLAS DE SHAVER

Las cuchillas **VORTEX**, disponibles en diámetros de 3,0mm, 3,5mm y 4,2mm con una longitud de 70mm y 75mm respectivamente, y en configuraciones de punta diente-diente, diente-lisa y lisa-lisa, están diseñadas para alcanzar un alto nivel de precisión en procedimientos artroscópicos. Permiten una resección controlada y eficiente de tejidos blandos y óseos en cavidades articulares.

VORTEX y su avanzada ingeniería optimiza de manera simultánea el corte y la evacuación del tejido dañado, mejorando significativamente la fluidez del procedimiento y la visibilidad intraoperatoria.

Cada diseño de filo ha sido desarrollado para adaptarse a indicaciones clínicas específicas, proporcionando un desbridamiento uniforme, seguro y altamente efectivo. Esto se traduce en un mayor control para el cirujano, una preparación ósea más precisa y un desempeño consistente incluso en los entornos quirúrgicos más exigentes.




TOBILLO

DIÁMETRO
(mm)

Ø 3,0
mm

Ø 3,5
mm

Ø 4,2
mm



FRESA DE SHAVER

DIÁMETRO
(mm)

Ø 2,9
mm

Ø 5,9
mm

Las fresas **VORTEX**, disponibles en diámetro de 2.9mm, con una longitud de 75mm y 5.9mm, con una longitud de 130mm, Están diseñadas para ofrecer un alto nivel de precisión en procedimientos artroscópicos, especialmente en la preparación, remodelación y contorneado del tejido óseo dentro de cavidades articulares.

Estas fresas forman parte esencial de los sistemas de resección motorizada, permitiendo realizar desbridamiento óseo, resección de osteo tos, regularización de superficies y preparación del lecho óseo para procedimientos reconstructivos. Su diseño rotatorio de alta velocidad facilita una acción controlada y eficiente, incluso en estructuras densas donde las cuchillas convencionales no son suficientes.

VORTEX y su avanzada ingeniería optimiza de manera simultánea el corte y la evacuación del material generado mediante sistemas integrados de succión, lo que contribuye a mantener una adecuada visibilidad intraoperatoria y una mayor fluidez del procedimiento incluso en los entornos quirúrgicos más exigentes.



TOBILLO



VORTEX

SISTEMAS DE SHAVER

ALMACENAMIENTO

Las cuchillas y fresas VORTEX, están empacadas en un blister estéril.

Estan esteriles mediante óxido de etileno. Son de un solo uso. No volver a esterilizar.

Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso (IFU).

Las cuchillas y fresas VORTEX deberán almacenarse en su blister original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

IMPLANTES	TAMAÑO	REFERENCIAS
CUCHILLA VORTEX DIENTE / DIENTE	Ø3,0mm	43-9901-233070
CUCHILLA VORTEX DIENTE / DIENTE	Ø3,5mm	43-9901-233570
CUCHILLA VORTEX DIENTE / DIENTE	Ø4,2mm	43-9901-254213
CUCHILLA VORTEX LISA / DIENTE	Ø4,2mm	43-9901-204213
CUCHILLA VORTEX LISA / LISA	Ø4,2mm	43-9901-264213
FRESA VORTEX	Ø2,9mm	43-9901-332970
FRESA VORTEX OVALADA	Ø5,9mm	43-9901-305913