

VORTEX

SISTEMA DE SHAVER



Distribuido por:

PROMED 
Latam

CUCHILLAS DE SHAVER

Las cuchillas VORTEX, disponibles en diámetro de 4.2 mm, con una longitud de 130 mm, y en configuraciones de punta diente-diente, diente-lisa y lisa-lisa, están diseñadas para alcanzar un alto nivel de precisión en procedimientos artroscópicos. Permiten una resección controlada y eficiente de tejidos blandos y óseos en cavidades articulares, tanto grandes como pequeñas.

VORTEX y su avanzada ingeniería optimiza de manera simultánea el corte y la evacuación del tejido dañado, mejorando significativamente la fluidez del procedimiento y la visibilidad intraoperatoria.

Cada diseño de filo ha sido desarrollado para adaptarse a indicaciones clínicas específicas, proporcionando un desbridamiento uniforme, seguro y altamente efectivo. Esto se traduce en un mayor control para el cirujano, una preparación ósea más precisa y un desempeño consistente incluso en los entornos quirúrgicos más exigentes.



DIÁMETRO

Ø 4.2
mm



FRESA DE SHAVER

Las fresas VORTEX, disponibles en diámetro de 5.9 mm y con una longitud de 130 mm, están diseñadas para ofrecer un alto nivel de precisión en procedimientos artroscópicos, especialmente en la preparación, remodelación y contorneado del tejido óseo dentro de cavidades articulares.

Estas fresas forman parte esencial de los sistemas de resección motorizada, permitiendo realizar desbridamiento óseo, resección de osteofitos, regularización de superficies y preparación del lecho óseo para procedimientos reconstructivos. Su diseño rotatorio de alta velocidad facilita una acción controlada y eficiente, incluso en estructuras densas donde las cuchillas convencionales no son suficientes.

VORTEX y su avanzada ingeniería optimiza de manera simultánea el corte y la evacuación del material generado mediante sistemas integrados de succión, lo que contribuye a mantener una adecuada visibilidad intraoperatoria y una mayor fluidez del procedimiento. sistente incluso en los entornos quirúrgicos más exigentes.

DIÁMETRO

Ø 5.9
mm



VORTEX

SISTEMA DE SHAVER

ALMACENAMIENTO

Las cuchillas y fresas VORTEX, están empacadas en un blister estéril.

Estan esteriles mediante óxido de etileno. Son de un solo uso. No volver a esterilizar.

Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso (IFU).

Las cuchillas y fresas VORTEX deberán almacenarse en su blister original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

PRODUCTO	DIAMETRO	REFERENCIA
CUCHILLA VORTEX DIENTE / DIENTE	Ø 4.2 mm	43-9901-254213
CUCHILLA VORTEX LISA / DIENTE	Ø 4.2 mm	43-9901-204213
CUCHILLA VORTEX LISA / LISA	Ø 4.2 mm	43-9901-264213
FRESA VORTEX OVALADA	Ø 5.9 mm	43-9901-305913