

WOM

SISTEMA DE IRRIGACION



Distribuido por:

PROMED
Latam



BOMBA DE IRRIGACION

La bomba de irrigación WOM para artroscopia está diseñada para garantizar un flujo continuo, estable y controlado de solución durante procedimientos mínimamente invasivos, contribuyendo a una adecuada distensión articular y una óptima visibilidad del campo quirúrgico. Su funcionamiento preciso permite al equipo médico trabajar con mayor seguridad y eficiencia en cada intervención, optimizando el control tanto de la presión como del flujo durante todo el procedimiento.

El sistema WOM incorpora una manguera de 3 metros de longitud en material transparente de grado médico, que facilita la supervisión del flujo. Además, cuenta con dos punzones de alto flujo para conexión directa a la solución de irrigación, una membrana que mide constantemente la presión permitiendo su regulación precisa, y una punta roscada adaptable a cualquier trocar que asegura un sellado eficiente, evitando la pérdida de líquido.



WOM

SISTEMA DE IRRIGACION

ALMACENAMIENTO

El set de mangueras WOM, está empaçadas en doble empaque estéril.

Metodo de esterilización mediante óxido de etileno. de un solo uso. No volver a esterilizar.

Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso (IFU).

El set de mangueras WOM deberá almacenarse en su empaque original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

PRODUCTO	REFERENCIA
SET DE IRRIGACION SINGLE USE PATIENT WOM	43-9911-044901