


SISTEMA DE GRAPADO

# ENDRIVE ZERO 4X2




Distributed by




# ENDRIVE ZERO

## 4X2

**Tecnología  
4x2**



**Indicador  
Inteligente**



**Diseño superior  
B Duo**



**Operación con  
una sola mano**

**PROMED**  
Laparoscopy

CE<sup>0197</sup> FDA ISO  
13485

## APLICACIÓN

El sistema de grapado Endrive Zero 4x2 ha sido diseñado para alcanzar altos estándares en cirugía mínimamente invasiva, abordando tres desafíos clínicos clave mediante soluciones innovadoras:

- Reducir el riesgo de sangrado y fugas en la anastomosis.
- Minimizar el uso de materiales de refuerzo, acortar el tiempo quirúrgico y optimizar los costos.
- Disminuir la estancia hospitalaria y los gastos médicos asociados.

Orientado a procedimientos como la gastrectomía en manga laparoscópica (LSG) y otras cirugías de resección, este sistema se posiciona como una opción confiable para cirujanos que priorizan la seguridad y la eficiencia.

**La grapadora Endrive Zero 4x2, con diseño B-Duo, ofrece una solución integral para las necesidades de la cirugía laparoscópica moderna.**

**Alta resistencia · Bajo riesgo · Operación sencilla**

**Esta innovación garantiza una anastomosis precisa y una cicatrización confiable.**

## MODELOS

RECARGA	LONGITUD
<b>46 mm</b>	<b>280- 340 - 440 mm</b>
<b>60 mm</b>	<b>280- 340 - 440 mm</b>

**PROMED**  
Laparoscopy




# TECNOLOGÍA 4X2

## Características

- 4 filas de grapas en el tejido funcional
- 2 filas en el tejido resecaado
- Indicador inteligente
- Operación en una sola mano

Esto optimiza la densidad de grapas para:


- Mayor resistencia de la anastomosis
- Sellado seguro
- Reducción del riesgo de fugas
- Ideal para una aproximación tisular precisa y confiable.



## DISEÑO SUPERIOR B-DUO

Integra una formación reforzada de grapas que:

- Mejora la hemostasia
- Mantiene el suministro sanguíneo
- Optimiza los resultados quirúrgicos



**PROMED**  
Laparoscopy

CE<sup>0197</sup> FDA ISO  
13485

CÓDIGO DE RECARGAS

# ENDRIVE ZERO

## 4X2

MODELO	COLOR	APLICACIÓN	LONGITUD (MM)	ALTURA DE GRAPA ABIERTA (MM)	ALTURA CERRADA TEJIDO (MM)	ALTURA MUESTRA (MM)	CANTIDAD GRAPAS
TCR46W	Blanco	Tejido Delgado/Vascular	46	2.6	0.8	0.8	69
TCR46B	Azul	Tejido Normal	46	3.6	1,5 - 1,5 / 1,8 - 1,8	1,5 - 1,5	69
TCR46Y	Amarillo	Tejido Normal/Grueso	46	3.8	1,8 - 1,8 / 2,1 - 2,1	1,8 - 1,8	69
TCR46G	Verde	Tejido Normal/Grueso	46	4.1	2,0 - 2,0 / 2,3 - 2,3	2,0 - 2,0	69
TCR46H	Negro	Tejido Extragrueso	46	4.4	2,3 - 2,3 / 2,6 - 2,6	2,3 - 2,3	69
TCR60W	Blanco	Tejido Delgado/Vascular	60	2.6	0.8	0.8	87
TCR60B	Azul	Tejido Normal	60	3.6	1,5 - 1,5 / 1,8 - 1,8	1,5 - 1,5	87
TCR60Y	Amarillo	Tejido Normal/Grueso	60	3.8	1,8 - 1,8 / 2,1 - 2,1	1,8 - 1,8	87
TCR60G	Verde	Tejido Normal/Grueso	60	4.1	2,0 - 2,0 / 2,3 - 2,3	2,0 - 2,0	87
TCR60H	Negro	Tejido Extragrueso	60	4.4	2,3 - 2,3 / 2,6 - 2,6	2,3 - 2,3	87

**PROMED**  
Laparoscopy

