


CIRCULAR INTRALUMINAL


GRAPADORA



Distributed by



CIRCULAR INTRALUMINAL GRAPADORA



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:



Dos Filas de grapas escalonadas.



Al grapar en el rango verde se obtiene una altura de grapa cerrada adecuada para el grosor del tejido comprimido.



Variedad de tamaños
Altura de grapa 5 5 mm.



Seguridad al disparar que proporciona una mayor comodidad y control.

PROMED
Laparoscopy



APLICACIÓN:

- Las grapas de aleación de titanio proporcionan una resistencia superior para prevenir la fistula anastomótica.
- Un yunque de diseño compacto reduce la tensión en el sitio anastomótico durante la extracción.
- Dos filas escalonadas de grapas permiten una buena anastomosis y sellado hemostático.
- Al grapar en el rango verde se obtiene una altura de grapa cerrada adecuada para el grosor del tejido comprimido.
- La variedad de tamaños proporciona mas opciones para los requisitos anatómicos individuales del paciente.
- La empuñadura antideslizante proporciona una mayor comodidad y control.
- Retroalimentación audible y visible para recordar mejor a los cirujanos acerca de la finalización del grapado.

| MODELO | DIÁMETRO | RANGO DE COLOR | CANT. GRAPA |  ANASTOMOSIS |
|--------------|-----------|----------------|-------------|---|
| DCS21 | 21 | Naranja | 16 | 12.4 |
| DCS25 | 25 | Blanco | 20 | 16.4 |
| DCS29 | 29 | Azul | 24 | 20.4 |
| DCS33 | 33 | Verde | 28 | 24.4 |