

EXTRACT



Removedor de Copa





Está diseñado para extraer copas acetabulares no cementadas de una manera segura y efectiva. Minimiza la pérdida de hueso acetabular en la interfaz de la prótesis ósea durante la extracción de la copa. Acompañado de una **llave exagonal**, con un agarre robusto, que se puede colocar en posiciones diferentes para mejor función. El instrumento está hecho de acero inoxidable de alta calidad, lo que lo convierte en un dispositivo extremadamente duradero y eficaz.

Uñas intercambiables Cortas Ø 46-54mm




Uñas intercambiables Largas Ø 46-54mm



Cabezas Intercambiables

Cabezas de diametro 22,28 32 para implementar según código de color de las uñas extractoras.

Ø 22 | Ø 28 | Ø 32



Sistema intercambiable funcionamiento



- Brazo auxiliar sistema
- Llave hexagonal
- Cabezas intercambiables (Ø 22,28,32) x 2
- Juego de uñas intercambiables largas
- Juego de uñas intercambiables cortas
- Martillo

