


# TROCAR - DESECHABLE



Distributed by



# TROCAR - DESECHABLE



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Sistema de película de sellado resistente al desgaste, diseñado para lograr una mejor estanqueidad.
- La estabilidad del hilo aumenta la fuerza de fijación en la pared abdominal.
- La menor fuerza de arrastre y la ranura guía en forma de embudo permiten que el dispositivo entre con mayor suavidad.
- El corte separado del tejido en ambos lados puede minimizar el trauma en la pared abdominal.
- La cámara de perfil bajo permite que la longitud efectiva del instrumento en la cavidad abdominal sea mayor, lo que facilita la operación en las zonas más profundas.
- Sin cuchilla y con punta óptica: la visualización directa elimina la inserción ciega al permitir observar las capas de tejido durante la inserción.
- Producto desechable, diseñado para evitar la posibilidad de infección cruzada.

## APLICACIÓN

- Se utiliza en procedimientos quirúrgicos laparoscópicos para establecer un acceso en el abdomen o el tórax y mantener eficazmente el neumoperitoneo.

**PROMED**  
Laparoscopy





Válvula retráctil sin uso de reductor



Cuerpo roscado para evitar deslizamiento



Diseño con aguja de punción – menos trauma, recuperación mas rápida

## MODELO

MODELO	TAMAÑO	LONGITUD
<b>PD5</b>	<b>5mm</b>	<b>100 - 150mm</b>
<b>PD12</b>	<b>12mm</b>	<b>100 - 150mm</b>
<b>PD15</b>	<b>15mm</b>	<b>100mm</b>