


ENDOGRAPADORA

MANUAL

TCS



Distributed by




ENDOGRAPADORA

MANUAL

TCS



MODELO	LONGITUD
TCS60	[Corto]
TCS160	[Regular]
TCS260	[Largo]



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Tamaño de recarga variable, lo que permite que el cirujano tenga opciones con respecto al grosor del tejido, disminuyendo el riesgo de fugas y aumentando la calidad de la anastomosis.

- Cuchilla integrada para cada recarga de grapas para proporcionar el corte completo del tejido y reducir la posibilidad de metástasis de implantación después de una cirugía reductiva tumoral.
- 6 filas de líneas de grapas para mejorar la seguridad de la anastomosis.
- La mejor circulación sanguínea ayudara a la anastomosis a recuperarse más rápidamente.

RECARGAS SERIE ARR

MODELO	COLOR DEL CARTUCHO	LONGITUD DE LA ANASTOMOSIS (MM)	ALTURA ABIERTA (MM)	CANTIDAD DE GRAPAS
ARR30W	Blanco	33	2.5	48
ARR45W	Blanco	45	2.5	66
ARR45G	Verde	45	4.8	66
ARR60B	Azul	61	3.5	90
ARR60Y	Amarillo	61	4.0	90
ARR60G	Verde	61	4.8	90

RECARGAS SERIE TRR

MODELO	COLOR DEL CARTUCHO	LONGITUD DE LA ANASTOMOSIS (MM)	ALTURA ABIERTA (MM)	ALTURA CERRADA (MM)	CANTIDAD DE GRAPAS (PC)
TRR30W	Blanco	31	2.5	1.0	48
TRR45W	Blanco	43	2.5	1.0	66
TRR45P	Púrpura	43	3.0 - 3.5 - 4.0	1.2 - 1.5 - 1.8	66
TRR45H	Negro	43	4.0 - 4.5 - 5.0	1.8 - 2.0 - 2.2	66
TRR60B	Azul	59	3.5	1.5	90
TRR60P	Púrpura	59	3.0 - 3.5 - 4.0	1.2 - 1.5 - 1.8	90
TRR60H	Negro	59	4.0 - 4.5 - 5.0	1.8 - 2.0 - 2.2	90