


SOLUTIONS FOR EXTERNAL FIXATION



FIJADOR
ARTICULADO DE
CODO



PROMED
QUIRÚRGICOS


FIJADOR ARTICULADO DE CODO

Reducción precisa y fijación estable de la articulación, permite pronación inmediata, supinación flexoextensión temprana del antebrazo, evitando rigidez post-operatoria

INDICACIONES

- Fractura - luxaciones con inestabilidad ligamentaria.
- Fractura - intrarticulares conminutas
- Fracturas abiertas
- Rigidez post-traumatica

CARACTERÍSTICAS



APLICACIÓN

Colocación de kirschner 2.0mm inserción percutánea, a través del centro de rotación (centro de la epitroclea), bajo intensificador de imagenes.

