

SOLUTIONS FOR EXTERNAL FIXATION



FIJADOR
ARTICULADO
MIEMBRO
INFERIOR

ADULTO / PEDIATRICO

PROMED
QUIRÚRGICOS

FIJADOR ARTICULADO MIEMBRO INFERIOR

ADULTO/ PEDIATRICO

Sistema modular para la estabilización de segmentos óseos. fijador axial dinámico que facilita la reducción de las fracturas. proporciona micromovimiento cíclico como mecanismo integral contra el colapso de hueso.

INDICACIONES

- Fracturas abiertas y/o conminutas
- Fusión articular
- Distracción articular
- Corrección angular

CARACTERÍSTICAS

- Fijador estable
- Versatil
- Modular
- Dinamización controlada
- Promueve la formación y consolidación
- No necesita plantilla

Material: Aluminio

